


Spis treści

1. Wkładanie baterii i ładowanie	3
2. Pobieranie i konfiguracja aplikacji.....	4
3. Rejestrowanie i podłączanie	4
4. Rozpoczynanie ważenia	5
5. Funkcje przycisków i ustawienia parametrów osobistych	6
6. Obsługa wielu użytkowników	7
7. Znaczenie ikon LCD.....	7
8. Wybór jednostki masy i ponowne uruchamianie wagi	9
9. Informacje o wadze	9
10. Użytkowanie i konserwacja	10
11. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi.....	10
12. Często zadawane pytania	11

1. Battery installation and charging.....	12
2. Download and set up the application	13
3. Registering and connecting.....	13
4. Start weighing.....	14
5. Buttons function & personal parameters setting.....	15
6. Multiple users supported	16
7. LCD icons indication.....	16
8. Weight unit setting and scale restarting	18
9. About the body fat scale.....	18
10. Advise for use & care	19
11. User-friendly tips.....	19
12. FAQ.....	20

1. WKŁADANIE BATERII I ŁADOWANIE

- 1 Przy zasilaniu z 4 lub 2 baterii AAA postępować jak poniżej:**
Pierwsze użycie: otwórz pokrywę baterii z tyłu wagi i wyciągnij pasek izolacyjny. Wymiana baterii: otwórz pokrywę baterii z tyłu wagi, a następnie włóż baterie prawidłowo zgodnie z poniższą ilustracją.



Uwaga

Po włożeniu baterii zamknij jej pokrywę. Używaj odpowiedniej baterii. Wyjmij baterię, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas (ponad trzy miesiące).

2 Jeśli waga jest wyposażona we wbudowany akumulator

1. Waga powinna być w pełni naładowana przy pierwszym użyciu lub po długim okresie przechowywania. Symbol baterii miga podczas ładowania i wyświetla się stale po zakończeniu ładowania. Naładowanie zajmuje około 2 godzin.
2. Należy używać standardowej ładowarki 5 V o prądzie wyjściowym równym lub większym niż 0,5 A.
3. Zalecane jest ładowanie co 3 miesiące, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.




Uwagi:

Symbol baterii jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD podczas ładowania. Dla swojego bezpieczeństwa nie należy używać wagi podczas ładowania. Ważenie należy rozpocząć dopiero po zakończeniu ładowania i odłączeniu ładowarki.

2. POBIERANIE I KONFIGURACJA APLIKACJI

Wyszukaj „SenssunLife” w „App Store” lub „Google Play”, aby pobrać aplikację. Lub w inny najwygodniejszy sposób, skanując poniższy kod QR.

**Wskazówki:**


Aplikacja jest aktualizowana, więc może się różnić od pokazanej w instrukcji. Najnowsze i dokładne informacje podane są w aplikacji.

3. REJESTROWANIE I PODŁĄCZANIE

Otwórz aplikację SenssunLife, połącz urządzenie z aplikacją i prześlij swój profil osobisty. (Przed połączeniem upewnij się, że łącze Bluetooth jest włączone, a wyświetlacz LCD jest podświetlony).

Uwaga:

Upewnij się, że wprowadzone dane osoby są prawidłowe, aby uzyskać dokładne pomiary.



4. ROZPOCZYNIANIE WAŻENIA

Ustaw wagę na twardej i płaskiej podłodze. Stań na wadze boso. Odczyt masy jest stabilny i miga, a następnie zaczyna się przesyłanie. Waga wyłącza się po kilku sekundach. Aplikacja pokaże i zapisze wszystkie indeksy i zapis historii.



Ustaw wagę na twardej i płaskiej podłodze.
Trzymaj boso stopy na elektrodach wagi.
Sprawdź dane pomiaru w aplikacji.

Uwaga:

W celu poprawnego pomiaru tkanki tłuszczowej, trzymaj bosc stopy na elektrodach wagi.

5. FUNKCJE PRZYCISKÓW I USTAWIENIA PARAMETRÓW OSOBISTYCH

SET	Włącza wagę i przechodzi do następnego parametru.
▲	Zwiększa wartość o zadany krok. Naciśnij i przytrzymaj, aby stopniowo zwiększać wartość.
▼	Zmniejsza wartość o zadany krok. Naciśnij i przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszać wartość.

Uwaga


1. Jeśli model nie ma przycisku, ustaw parametry osobiste w aplikacji.
2. Przyciski są tylko dla gości, a domyślny kod użytkownika to 0. Nie można ustawić kodu użytkownika w wadze, aplikacja automatycznie przypisze jeden kod. Ustawić parametry osobiste w aplikacji.

Parametry można ustawić w następującym zakresie:

Płeć	Wzrost	Wiek
Mężczyzna Kobieta	100-250 cm	10-100

6. OBSŁUGA WIELU UŻYTKOWNIKÓW



Waga może obsługiwać wielu użytkowników, a każdy może zapisać maksymalnie 15 zestawów danych. Dane są zsynchronizowane po włączeniu aplikacji.



Uwaga:

Liczba użytkowników zależy od produktu.

7. ZNACZENIE IKON LCD

Ikona	Znaczenie
	% tłuszczu
	Kości
	% nawodnienia
	% mięśni

Ikona	Znaczenie
i++	Stan tkanki tłuszczowej
i--	LCD z żółtym podświetleniem - Niedowaga
i-	LCD z niebieskim podświetleniem - Szczupty
i	LCD zielonym podświetleniem - Normalna
i+	LCD z pomarańczowym podświetleniem - Ciężka
i++	LCD z czerwonym podświetleniem - Nadwaga

Uwaga:


Tylko produkt z kolorowym wyświetlaczem LCD.

Ikona	Znaczenie
0000	Pomiar tłuszczu
Err	Sygnalizacja przeciążenia
ErrL	Sygnalizacja niskiego otłuszczenia
Lo	Sygnalizacja niskiego poziomu baterii
[Kalibrowanie
Errh	Sygnalizacja znacznego otłuszczenia

8. WYBÓR JEDNOSTKI MASY I PONOWNE URUCHAMIANIE WAGI

Ustaw jednostkę masy w aplikacji lub naciśnij przycisk UNIT z tyłu wagi, aby przeliczyć jednostkę.

Przycisk reset



Tył wagi

Uwaga:

Jeśli waga nie działa normalnie, naciśnij ten przycisk, aby ją zresetować.

9. INFORMACJE O WADZE

Produkt to inteligentna waga do pomiaru tkanki tłuszczowej z precyzyjnym czujnikiem tensometrycznym, która umożliwia zapisywanie i kontrolowanie masy ciała na smartfonie. Waga może przesyłać dane o masie ciała do smartfona przez łącze Bluetooth, a także tworzyć wykres masy, na podstawie którego można w dowolnym momencie wyznaczyć trend. Pobierz aplikację na swój telefon, aby korzystać z wagi Bluetooth i zrobić pierwszy krok w kierunku kontroli wagi.

10. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

1. Aby zapewnić dokładność danych, zaleca się, aby każdy pomiar był przeprowadzany o tej samej porze dnia. Nie używać w warunkach silnego pola elektromagnetycznego i intensywnych wstrząsów.
2. Stańc stabilnie na wadze i dotknąc bosymi stopami elektrod na platformie. Stawanie z na krawędź jednej strony wagi grozi przewróceniem. Podczas używania należy stać stabilnie na wadze.
3. Nie używać wagi w wilgotnym, gorącym otoczeniu. (Zakres temperatur od 5° do 35°)
4. Kiedy bateria się wyczerpie, wyjmij ją na czas, aby zapobiec wyciekowi korozji obudowy wagi.
5. Nie upuszczać ani nie uderzać w wagę, gdyż jest to precyzyjny sprzęt.
6. Utrzymywać wagę w czystości. Nie używać kwasowych środków czyszczących.

11. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Produkt można używać do ważenia i obliczania procentu tkanki tłuszczowej i nawodnienia po ustawieniu parametrów płeć/wzrost/wiek itp. Pomiaru te wskazują jedynie stan tkanki tłuszczowej.

Produkt nie jest przeznaczony do leczenia i nie może być stosowany w żadnej placówce medycznej. Nie zaleca się stosowania produktu u dorastających dzieci, kobiet w ciąży, z objawami obrzęku i osób z bajpasami.

12. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Program nie może uzyskać wyników ważenia z wagi Bluetooth.

- 1 Sprawdzić, czy występuje znak połączenia w interfejsie aplikacji, aby poznać status połączenia.
- 2 Upewnić się, że Bluetooth w urządzeniu jest włączony, a waga jest włączona i w zasięgu sygnału.
- 3 Sprawdzić, czy poziom naładowania baterii jest niski, wówczas wymienić ją na nową.
- 4 Uruchomić aplikację ponownie.
- 5 Wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth, a następnie sparować połączenie Bluetooth między wagą a smartfonem.

Nie można połączyć się z urządzeniem

- 1 Upewnić się, że tylko jedno urządzenie nawiązuje połączenie ze wagą Bluetooth.
- 2 Upewnić się, że urządzenie jest wyposażone w Bluetooth 4.0 lub nowszy.

LCD nie reaguje


- 1 Najpierw sprawdzić baterie i wymienić je, jeśli to konieczne
- 2 Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez nasz autoryzowany serwis lub dealerów.

Zdjęcie produktu ma jedynie charakter orientacyjny.
Istotne są rzeczywiste parametry urządzenia.

1. BATTERY INSTALLATION AND CHARGING

1 If it's powered by 4 or 2 pcs AAA batteries, please install as shown below:

First Use: Open the battery cover on the back of scale and put out the insulating strip. Change battery: Open the battery cover on the back of scale, then install the batteries properly according to the pictures shown below.



Note

After battery installation, please close the battery cover. Please use corresponding battery. Remove battery if it is not used for a long time (more than three months).

2 If the scale is with built-in rechargeable battery

1. The scale should be fully charged when firstly used or after long-time stored. Battery symbol flashes during charging and displays constantly when charging is finished. It takes about 2 hours to finish.
2. Please use standard 5V charger with output current equal to or more than 0.5A.
3. Suggest to charge every 3 months if the scale is not used for a long time.



Remark:

Battery symbol is shown on LCD during charging. For your safety, please do not use the scale during charging. Only start weighing after charging is finished and removing charger.

2. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION

Search "SenssunLife" in "App Store" or "Google Play" to download the Application. Or in another most convenient way by scanning the QR code below.

**Tips**


APP is keeping updating, so it may differ from showed on manual. For the final and accurate information, please check on APP.

3. REGISTERING AND CONNECTING

Open APP SenssunLife, connect the device with APP and submit your personal profile. (Before connection, please make sure Bluetooth is turned on and scale LCD is lighted up)


Note

Please make sure your setted personal information is correct,in order to get accurate measurements.



4. START WEIGHING

Place the scale on hard and flat floor. Stand on the scale with bare feet. The weight reading is stable and flashes, then begins to be transmitted. The scale shuts off after several seconds. APP will show and save all indexes and history record.



Place the scale on hard and flat floor.
Keep your bare feet on the electrodes of scale.
Check the measurement data on APP.

Note:

To make a proper measurement of body fat, please keep your bare feet on the electrodes of scale.

5. BUTTONS FUNCTION & PERSONAL PARAMETERS SETTING

SET	Turn on the scale and prompt to next parameter.
▲	Value up by each interval press. Press and hold the button to have consecutive value added.
▼	Value down by each interval press. Press and hold the button to have consecutive value reduced.

Note


1. If the model has no button, please set personal parameters on APP.
2. The buttons are only for visitors and the default user code is 0. You can't set user code on scale, APP will distribute one code automatically. Please set personal parameters on APP.

Parameters can be set in the following range:

Gender	Height	Age
Male Female	100-250 cm	10-100

6. MULTIPLE USERS SUPPORTED





The scale can be connected with multiple users and each user can save max.15 sets data. Data will be synchronized once APP is switched on.



Note

Final user amount depends on the product.

7. LCD ICONS INDICATION

Icons	Indication
	Fat %
	Bone
	Hydration %
	Muscle %

Icons	Indication
i++	Fat status indication
i--	LCD with yellow backlight - Thin
i-	LCD with blue backlight - Slim
i	LCD with green backlight - Normal
i+	LCD with orange backlight - Heavy
i++	LCD with red backlight - Overweight


Note

Only for product with colorful LCD display.

Icons	Indication
0000	Fat Measuring
Err	Over-load Indication
ErrL	Low Fat% Indication
Lo	Low Battery Indication
[Calibration
Errh	High Fat% Indication

8. WEIGHT UNIT SETTING AND SCALE RESTARTING

Please set weight unit on APP or press UNIT button on back of the scale to convert unit.



Note

Please press this button to reset if the scale can't work normally.

9. ABOUT THE BODY FAT SCALE

The product is a smart body fat scale with a high-precision strain gauge sensor, which can help you to store and keep track of your weight on smart phone. This scale can transmit your weight data to your smart phone via Bluetooth technology, as well as make graph of your weight results, from which you are able to keep track of the trend anytime. Download the App on your phone to use Bluetooth scale, you will start your first step of weight control.

10. ADVISE FOR USE & CARE

1. To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be carried out at the same time of day. Don't use in strong electro-magnetic condition and field with intense shake .
2. Stand on the scale steadily and touch the electrodes on the platform with your bare feet. Tip over will lead to a fall when you step on the edge of one side of the scale. Keep standing firmly on scale when in use.
3. Do not use the scale in humid, overheat environment.(Temperature range from 5° to 35°)
4. When the battery runs out, please remove the battery in time to prevent leakage of the battery lead scale body corrosion;
5. Do not drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
6. Keep the scale clean. Do not use acid cleaning agent.

11. USER-FRIENDLY TIPS

The product can be used to weigh and caculate body fat % & hydration % after you set gender/ height/age parameters ect. These measurements are only indicative for body fat status.

This product is not for medical treatment and can't be used in any medical institution. Growing children, pregnant women, those with symptom of edema and those on heart bypass treatment are not suggested to use the product.

12. FAQ

The software can't obtain weighing results from Bluetooth scale.

- 1 Please confirm the connection sign on the App interface to know the connection status.
- 2 Confirm the Bluetooth is on in your device and the bluetooth scale is on within the valid range of signal coverage.
- 3 Check whether the battery power is running low, please replace with a new battery.
- 4 Relaunch the application.
- 5 Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone again.

Fail to connect to your device

- 1 Please make sure only one device is setting up connection with the Bluetooth scale.
- 2 Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

LCD has no response

- 1 Please first check the batteries and replace them if necessary.
- 2 Repairs may only be carried out by our authorized customer service or dealers.

The product picture is indicative only.
Appearance specifications please in kind prevail.