

SMARTBMI SCALE BT

MT5513


User manual

EN

Introduction


Thank you for buying this modern scale with very interesting features. Device can work as simple scale, or smart scale when you use with smartphone – device will connect via Bluetooth and send data directly to smartphone (please download and install free application “OKOK” first). Application can show you BMI, body fat factor and many more. Please read this manual before using the device.

Overview



Getting started

1. Install “OKOK” application (it is a free application available in GooglePlay™ for Android smartphone).



2. Enable Bluetooth interface in your smartphone and stand on the scale with bare feet.
3. Scale will automatically connect with application.
4. Wait until for measurement is done.

Note! Scale lets a small amount of weak (less than 1mA) current flow through the human body, so as to detect the bioimpedance and estimate body fat. However, please be aware that anyone with an wearable or implantable medical electronic instrument, **such as a pacemaker**, must avoid using this device.

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

SMARTBMI SCALE BT

MT5513


Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu nowoczesnej wagi z rozbudowanymi funkcjami. Urządzenie może pracować jako zwykła waga, może również pracować jako urządzenie zaawansowane w połączeniu ze smartfonem - łączy poprzez Bluetooth i wysyła dane bezpośrednio do smartfonu (proszę najpierw pobrać i zainstalować darmową aplikację "OKOK"). Aplikacja może pokazywać wskaźnik BMI, ilość tkanki tłuszczowej oraz inne wskaźniki. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.



PL

OGólne



Korzystanie z urządzenia

1. Zainstaluj darmową aplikację "OKOK" (dla smartfonów Android dostępna do pobrania ze sklepu GooglePlay™).



2. Włącz interfejs Bluetooth w smartfonie i stań na wadze gołymi stopami.
3. Waga dokona pomiaru i automatycznie prześle dane do aplikacji.
4. Nie ruszaj się dopóki waga nie zakończy pomiaru.

Ważne! Waga przepuszcza przez ludzkie ciało prąd o bardzo małym natężeniu (poniżej 1mA), mierzy poziom bioimpedancji i określa w ten sposób zawartość tkanki tłuszczowej. Należy pamiętać, że osoby korzystające z zewnętrznych bądź implantowanych elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak na przykład **rozruszniki serca**, nie mogą używać wagi z miernikiem zawartości tkanki tłuszczowej.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

SMARTBMI SCALE BT

MT5513


Használati útmutató

Bevezetés

Köszönjük, hogy különleges funkciókkal bíró mérlegünket választotta! A készülék hagyományos és "okos" eszközként (párosítva az okostelefonon telepített alkalmazással) is működtethető. Az okostelefonhoz Bluetooth kapcsolaton keresztül kapcsolódik. Ehhez a működéshez szükséges telepíteni az OKOK alkalmazást telefonjára. Az alkalmazásban megtekintheti a testtömeg indexét, a testszír százalékot, és további más értékeket.


A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Áttekintés



A használat megkezdése

1. Telepítse az "OKOK" alkalmazást (ingyenes alkalmazás, letölthető és telepíthető a GooglePlay™ Áruházból az android készülékekre)!



2. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot okostelefonján, és álljon a mérlegre mezítláb!
3. A mérleg automatikusan csatlakozik az alkalmazáshoz.
4. Várja meg a mérés megtörténtét!

Megjegyzés! A mérleg alacsony erősségű áramot (kevesebb, mint 1mA) hajt keresztül az emberi testen a bioimpedancia és testszír értékek megállapításához. Legyen tudatában, hogy orvostechnikai eszközöket, mint pacemaker, megzavarhatja működésükben, ezért nem használhatóak biztonsággal együtt a mérleggel. Konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt használni kezdi!

A folyamatos fejlesztésekből adódóan a termék megjelenése és technikai adatai, működtetése előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A legfrissebb információkért látogasson el a www.media-tech.eu oldalra!

SMARTBMI SCALE BT


MT5513

Manual Utilizare

Introducere


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui cântar modern, ce dispune de caracteristici foarte interesante. Dispozitivul poate lucra ca un cântar simplu, sau cântar inteligent atunci când îl utilizați împreună cu telefonul smartphone – dispozitivul se va conecta prin Bluetooth și trimite date direct pe telefonul smartphone (vă rugăm să descărcați și să instalați aplicație gratuită „OKOK” mai întâi). Aplicație vă poate arăta IMC (Index Masa-Corp), factorul grăsimii corporale și multe altele. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizarea dispozitivului.

Vedere de ansamblu



Pentru început

1. Instalați programul „OKOK” (este o aplicație gratuită disponibilă în GooglePlay™ pentru smartphone Android).



2. Activați interfața Bluetooth în telefonul smartphone și așezați-vă pe cântar cu picioarele goale.
3. Cântarul se va conecta automat cu aplicația.
4. Așteptați până când procesul de măsurare a fost completat.

Note! Cântarul permite unei cantități mici (mai puțin de 1mA) de flux de curent să treacă prin corpul uman, astfel încât să detecteze bioimpedanță și estimarea grăsimii corporale. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că orice persoană cu un instrument electronic medical ușor de purtat, sau de tip implant, cum ar fi un stimulator cardiac, trebuie să evite folosirea acestui dispozitiv.

Ca urmare a dezvoltării continue specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Pentru asistență tehnică, vă rugăm să vizitați www.media-tech.eu.

SMARTBMI SCALE BT


MT5513

Gebruikshandleiding

Inleiding



Hartelijk dank voor de aankoop van deze moderne weegschaal met zeer interessante eigenschappen. Het apparaat kan gebruikt worden als eenvoudige weegschaal of als smart weegschaal wanneer u met uw telefoon verbonden bent via bluetooth en data direct download hiervoor de gratis applicatie OKOK. De applicatie kan jouw je BMI, lichaamsvet en nog veel meer laten zien. Lees eerst deze handleiding voor gebruik van het apparaat.

Overzicht



Beginnen met het gebruik

1. Installeer "OKOK" applicatie (Het is een gratis applicatie beschikbaar in GooglePlay™ voor Android telefoon).



2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon en ga met uw blote voeten op de schaal staan.
3. De schaal maakt nu automatisch verbinding met de applicatie.
4. Wacht tot de meting wordt gedaan.

Notitie! Schaal laat een kleine hoeveelheid zwak (minder dan 1mA) stroom door het menselijk lichaam, om de bio impedantie te detecteren en om het lichaamsvet te schatten. Houd er wel rekening mee dat iedereen met een draagbare of implanteerbare medische elektronische instrument, zoals een pacemaker dit apparaat niet kan gebruiken.

Door continue ontwikkeling en omdat specificaties en het uiterlijk van het producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, kunt u voor Technische ondersteuning terecht op www.media-tech.eu.

SMARTBMI SCALE BT


MT5513

Εγχειρίδιο χρήστη

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη μοντέρνα ζυγαριά με τις πολύ ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Η συσκευή μπορεί να δουλέψει ως απλή ζυγαριά, ή έξυπνη ζυγαριά όταν τη χρησιμοποιείτε μαζί με το smartphone σας – η συσκευή θα συνδεθεί μέσω Bluetooth και θα στέλνει δεδομένα απευθείας στο smartphone (παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε πρώτα τη δωρεάν εφαρμογή "OKOK"). Η εφαρμογή μπορεί να σου δείξει το BMI, το παράγοντα λίπους σώματος και πολλά άλλα. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Επισκόπηση



Ξεκινώντας

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "OKOK" (είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη στο GooglePlay™ για Android smartphone).



OKOK-International


OKOK TECHNOLOGY Zdrowie i fitness

★★★★★ 79 ↓

PEGI 3

Dodaj do listy życzeń

Zainstaluj



2. Ενεργοποιήστε το περιβάλλον Bluetooth στο smartphone σας, ανεβείτε και σταθείτε στη ζυγαριά με γυμνά πόδια.
3. Η ζυγαριά θα συνδεθεί αυτόματα με την εφαρμογή.
4. Περιμένετε μέχρι η μέτρηση να ολοκληρωθεί.

Σημείωση! Η ζυγαριά αφήνει μια μικρή ποσότητα (λιγότερο από 1mA) ροή ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα, έτσι ώστε να εντοπίσει τη βιοαντίσταση και να υπολογίσει το σωματικό λίπος. Ωστόσο, παρακαλώ να γνωρίζεται ότι οποιοσδήποτε με φορητό ή εμφυτεύσιμο προσθετικό ηλεκτρονικό όργανο, **όπως βηματοδότη**, πρέπει να αποφεύγει να χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή.

Λόγω συνεχούς ανάπτυξης οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε επισκεφτείτε το: www.media-tech.eu.

GR

SMARTBMI SCALE BT


MT5513

Návod k použití

Úvod



Děkujeme Vám za zakoupení této moderní osobní váhy s několika speciálními funkcemi. Zařízení může fungovat jen jako osobní váha, nebo také jako chytrá váha, kterou můžete spárovat s Vaším mobilním telefonem. Zařízení se propojí pomocí Bluetooth a váha tak do Vašeho smartphonu odešle naměřená data. Nejprve si prosím instalujte aplikaci „OKOK“, která je zdarma ke stažení. Aplikace Vám ukáže Váš BMI index, procento tělesného tuku a další. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k použití.

Přehled



Začínáme

1. Instalujte si aplikaci "OKOK" do Vašeho smartphonu (aplikace je zdarma ke stažení z GooglePlay™ a dostupná pro Android smartphony).



2. Zapněte Bluetooth ve Vašem smartphonu a stoupněte si na váhu bosýma nohama.
3. Váha se automaticky spojí s aplikací.
4. Vyčkejte na dokončení měření.

Upozornění! Váha vysílá do lidského těla slabý proud (méně než 1mA). Tímto získá hodnoty o Vašem těle. Mějte prosím na paměti, že osobám s implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor, není dovoleno váhu používat.

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování se specifikace a vzhled produktu mohou odlišovat bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky www.media-tech.eu.

SMARTBMI SCALE BT


MT5513

Návod na použitie

Úvod


Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto modernej osobnej váhy s niekoľkými špeciálnymi funkciami. Zariadenie môže fungovať iba ako osobná váha, alebo tiež ako šikovná váha, ktorú môžete spárovať s Vaším mobilným telefónom. Zariadenie sa prepojí pomocou Bluetooth a váha tak do Vášho smartphonu odošle namerané údaje. Najprv si prosím inštalujte aplikáciu „OKOK“, ktorá je zadarmo k stiahnutiu. Aplikácia Vám ukáže Váš BMI index, percento telesného tuku a ďalšie. Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod k použitiu.

Prehľad




Začíname

1. Inštalujte si aplikáciu „OKOK“ do Vášho smartphonu (aplikácia je zadarmo k stiahnutiu z GooglePlay™ a dostupná pro Android smartphony).



2. Zapnite Bluetooth vo Vašom smartphone a postavte sa na váhu bosými nohami.
3. Váha sa automaticky spojí s aplikáciou.
4. Počkajte na dokončenie merania.



Upozornenie! Váha vysiela do ľudského tela slabý prúd (menej ako 1 mA). Týmto získava hodnoty o Vašom tele. Majte prosím na pamäti, že osobám s implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor, nie je dovolené váhu používať.

Vzhľadom k neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu sa špecifikácia a vzhľad produktu môžu odlišovať bez predchádzajúceho upozornenia. Pre technickú podporu navštívte stránky www.media-tech.eu.

SK