




meriden®

Water Flosser Home & Travel

Before using this product, please read carefully this user's manual and keep it properly for later reference.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.



User manual
Instrukcja obsługi



MD 1622

Safety Warning

To prevent burning, electrocution, fire or injury to people, take the following safety precautions:

- Do not plug this device into a voltage system different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not touch the charger with wet hands.
- Do not use the product if there is any damage to the cord, plug or the product itself, or the product is not working properly.
- Do not direct water under the tongue, into an ear, nose or other delicate areas, as the pressure may injure them seriously.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dentist.
- Fill the reservoir with water or dentist-recommended solutions only.
- Be careful not to drop the product. Never push any objects through the openings in this product. Power cord cannot be replaced- in the case of the power cord damage, the product must not be used.
- Keep the charging unit and cord away from heated surfaces.
- Do not use iodine, bleach or water insoluble concentrated essential oils in this product. The use of such substances may lead to impairment of the product performance and shortening of the product life.
- Remove any oral jewellery before using this product.
- Do not use this product if you have any open wounds on the tongue or in the mouth.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Product description




1. Classic Jet Tip - the tip removes debris from between the teeth. Intended for general everyday use.
2. Pocket Tip - thanks to its rubber finishing gently and thoroughly cleans periodontal pockets and the gum line.
3. Orthodontic Tip - thoroughly flushes areas between the teeth additionally cleaning areas of dental braces locks and archwires.
4. Tongue Cleaning Tip - for cleaning of the tongue - removes bacteria and food debris from the tongue.
5. Nasal Tip - flushing nasal passages due to the common cold, flu or allergies.

How to use


Charging the unit

1. Charging indicator light will turn red and blink when the battery is in the need of charging.
2. Plug the power cord into the wall socket (100-240V, 50/60Hz) and place the water flosser on the inductive charging base to charge the unit.
3. While charging, indicator on the handle will flash and when fully charged (approximately 24 hours) it will stay on continuously.
4. A full charge will last more than 30 minutes of standard use.



Installing and removing the tip


- Insert the tip into the center of the knob at the top of the flosser handle.
- Press firmly until the tip clicks and locks into place.
- To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull the tip from the handle.



Caution: Do not press eject button while the unit is running.


Filling the reservoir

1. Flat on the water flosser keeping the reservoir fill door upwards.
2. Open the reservoir fill door and fill the reservoir with lukewarm water.
3. Close the reservoir fill door when the reservoir has been filled.



Adjusting the pressure settings

- You can adjust the pressure setting on your water flosser by pressing the mode button on the handle.
- Start with the lowest setting (soft<normal<pulse) and increase to your liking.




Recommended cleaning tips

- Lean over and place the tip in your mouth. Aim the tip at your gumline and turn the unit ON.
- For best results, start with the back teeth and work towards the front teeth.
- Glide the tip along the gumline and pause briefly between the teeth until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.
- Direct the jet stream at a 90° angle against your gumline. Slightly close the lips to avoid water splashing out but at the same time allow it to flow freely from your mouth into the bathroom sink.
- For best results, keep the unit in an upright position during use.



After use

1. Turn the unit off.
2. Empty any remaining liquid in the reservoir.
3. Clean the unit directly under the tap as it is IPX7 water-proof design.
4. Dry the unit with a cloth before putting it back on the charging base.



Cleaning

- When necessary clean the product with use of a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe the product exterior.
- Water reservoir is removable for easy cleaning.
- It is recommended that that water reservoir is removed and cleaned once a week.

Storage

- Store the device out of children's reach.
- Storage space should be dry and clean with no direct sun exposure and away from heat sources.
- If the water flosser needs to be stored for an extended period of time, (over 3 months) be sure to fully charge it.

Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|---|
| Does not work | The product is new - it has just been purchased or it has been idle for more than 3 months | Charge the device for 24 hours. |
| It only works for a few minutes even after charging | Charging time was insufficient | Charge the unit for at least 24 hours |
| | The battery has reached the end of its life cycle. | Contact seller for support. |
| Water pressure is very low | Dirt has stuck in the tip. | Replace the tip |
| | The tip is deformed | |
| | Dirt has stuck in the filter | Clean the filter |
| Water does not come out | The reservoir is empty | Fill up reservoir |
| | The water irrigator has been tilted too much when used | Use the device in the vertical position |

Environmental Protection

If you want to discard of this product, please, do not place it together with domestic waste, but send it to the officially designated recycling centre and dispose of the battery at the officially designated recycling centre. Doing so can support environmental protection.

Warranty and Service

The product comes with 24-month warranty.

Explanation:

Please fill out the warranty card and keep it for future use. This product can enjoy two years of free warranty service counting from the date of purchase. Free warranty service does not apply in the following case of:

1. Damage caused by improper use or improper storage;
2. Self-disassembly or repair of the product outside of MERIDEN's special repair centers;
3. Lack of valid proof of purchase or the valid proof of purchase was altered;
4. Product damage due to voltage instability or voltage exceeding specified range;
5. Product exceeded warranty period or scope of warranty



After-sales service card:

Product model:

Date of purchase:

Customer name:

Contact information:

Fault description:

Warranty covers the unit and the charger (excluding the jet tip).



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W celu zredukowania ryzyka poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub uszczerbku na zdrowiu należy stosować się do poniższych informacji:



- Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej o napięciu innym, niż wskazane na urządzeniu bądź ładowarce.
- Nie dotykać ładowarki mokrymi rękoma.
- Nie użytkować produktu, jeśli uszkodzeniu uległ przewód zasilający, wtyczka lub gdy sam produkt nie działa poprawnie.
- Nie kierować strumienia wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych obszarów ciała. Ciśnienie wody może spowodować ich poważne uszkodzenie.
- Używaj urządzenia w sposób wskazany w tej instrukcji bądź sposób zalecony przez dentystę.
- Napełniaj zbiornik wodą lub innym roztworem zaleconym przez dentystę.
- Nie narażaj urządzenia na upadek oraz nie wkładaj żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu w produkcie. Przewód zasilający nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Należy trzymać przewód oraz jednostkę ładującą z dala od nagranych powierzchni.
- Nie używaj w produkcie jodyny, wybielaczy lub olejków nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie powyższych wpłynie na pracę urządzenia i skróci jego czas używalności.
- Usunąć biżuterię w jamie ustnej, przed użytkowaniem produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli masz jakąkolwiek ranę otwartą języka bądź jamy ustnej.
- Jeśli przyjmujesz antybiotyki przygotowujące do zabiegu dentystycznego, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego produktu lub jakiegokolwiek innej formy higieny jamy ustnej.
- Należy nadzorować dzieci będące w pobliżu urządzenia, aby upewnić się, że nie jest wykorzystywane jako zabawka.

Opis produktu

PL



- A. Końcówka
- B. Przycisk zwalnający końcówkę
- C. Przycisk ON/OFF
- D. Przycisk zmiany trybu
- E. Diody LED
- F. Linie skali napełnienia zbiornika
- G. Zbiornik
- H. Kłapa napełniania zbiornika
- I. Indukcyjna stacja ładująca




1. Końcówka klasyczna – służy do usuwania pozostałości między zębami. Do ogólnego codziennego użytku.
2. Końcówka kieszonkowa – dzięki specjalnemu gumowemu zakończeniu dokładnie i delikatnie czyści kieszonki dziąsłowe i linię dziąseł.
3. Końcówka ortodontyczna – dokładnie przepłukuje przestrzenie międzyzębowe, a pęczek włókien na wierzchołku końcówki dodatkowo doczyszczają okolice zamków i łuków aparatu.
4. Końcówka do czyszczenia języka – usuwa bakterie i resztki jedzenia z języka.
5. Nosowa końcówka - płukanie przewodów nosowych z powodu przeziębienia, grypy lub alergii

Użytkowanie

Ładowanie jednostki

1. Migająca czerwona dioda sygnalizuje potrzebę naładowania baterii.
2. W celu naładowania jednostki, podłącz przewód zasilający do gniazdka (100-240V, 50/60Hz) i umieść irygator na bazie ładowania indukcyjnego.
3. Podczas ładowania dioda na rękojeści będzie migać a po pełnym naładowaniu (po około 24 godzinach) będzie świecić nieprzerwanie.
4. Pełne naładowanie wystarcza na ponad 30 minut standardowego użytkowania.



Instalacja i zdejmowanie końcówki

- Włóż końcówkę do otworu w górnej części rękojeści irygatora.
- Dociśnij końcówkę, usłyszysz kliknięcie oznaczające osadzenie się końcówki.
- Aby wyjąć końcówkę, naciśnij przycisk zwalniający końcówkę i wyjmij końcówkę z rękojeści.




Uwaga: Nie naciskaj przycisku zwalniającego końcówkę podczas pracy urządzenia.

PL


Napełnianie zbiornika

1. Obróć irygator tak, aby kłapa zbiornika była skierowana do góry.
2. Otwórz kłapę zbiornika i napełnij go letnią wodą.
3. Zamknij kłapę zbiornika po jego napełnieniu.



Regulacja ustawienia ciśnienia

- Możesz dopasować ustawienie ciśnienia irygatora poprzez naciskanie przycisku trybu na rękojeści.
- Zacznij od najmniejszego ustawienia (miękkie < normalne < pulsacyjne) i zwiększaj je według własnej preferencji.




Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Pochyl się i włóż końcówkę do ust. Skieruj końcówkę w kierunku linii dziąseł i włącz jednostkę.
- Dla najlepszego rezultatu zacznij od tylnych zębów i posuwaj się w kierunku zębów przednich.
- Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się przy poszczególnych zębach, aż wyczyszczysz wewnętrzną i zewnętrzną stronę zębów górnych, jak i dolnych.
- Kieruj strumień utrzymując kąt 90° względem linii dziąseł. Delikatnie przykniij usta, aby uniknąć rozpryskiwania się wody, ale pozwól aby wylatywała swobodnie z ust do umywalki.
- Trzymaj jednostkę pionowo w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.



Po użytkowaniu

1. Wyłącz jednostkę.
2. Opróżnij zbiornik z cieczy.
3. Jako, że urządzenie posiada kasę wodoszczelności IPX7, czyść je bezpośrednio pod bieżącą wodą.
4. Osusz urządzenie szmatką przed odstawieniem go na bazę ładującą.



Czyszczenie

- W razie potrzeby przetrzyj produkt przy użyciu miękkiej szmatki i łagodnego detergentu bez środków ściernych.
- Zbiornik na wodę jest wyjmowany, w celu łatwego mycia.
- Zaleca się wyjmowanie i mycie zbiornika raz na tydzień.

Przechowywanie

- Proszę przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Miejsce przechowywania powinno być czyste i suche. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródeł gorąca.
- Jeśli irygator musi być przechowywane przez dłuższy okres czasu (ponad 3 miesiące), należy go przed tym w pełni naładować.

Troubleshooting

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|--|
| Urządzenie nie działa. | Produkt został właśnie zakupiony lub nie był w użyciu przez okres dłuższy niż 3 miesiące. | Podłącz urządzenie do bazy ładowania, ładuj je przez 24 godziny. |
| Urządzenie działa tylko przez kilka minut nawet po jego naładowaniu | Czas ładowania był niewystarczający | Ładuj jednostkę przez co najmniej 24 godziny |
| | Okres użytkowania baterii dobiegł końca | Skontaktuj się ze sprzedawcą |
| Niskie ciśnienie wody. | Końcówka jest zabrudzona. | Wymień końcówkę |
| | Końcówka uległa deformacji. | |
| | Zabrudzony filtr. | Wyczyść filtr |
| Woda nie wydobywa się z dyszy | Zbiornik na wodę jest pusty. | Napełnij zbiornik |
| | Zbytne przechylenie urządzenia podczas użytkowania | Zbytne przechylenie urządzenia podczas użytkowania |

Ochrona środowiska

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego centrum recyklingowego, gdzie bateria w nim zawarta zostanie zutylizowana w odpowiedni sposób, wspomagając tym samym ochronę środowiska.

Gwarancja i Serwis

Urządzenie posiada 24 miesięczną gwarancję.

Wyjaśnienie:

Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej i zachowanie jej w celu ewentualnego wykorzystania. Produkt objęty jest dwuletnią nieodpłatną gwarancją od daty jego zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

1. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania;
2. Demontażu produktu lub naprawy przez serwis inny niż centrum napraw MERIDEN;
3. Braku ważnego dowodu zakupu;
4. Uszkodzeń produktu spowodowanych niestabilnym poziomem napięcia w sieci lub napięciem przekraczającym określony zakres;
5. Uszkodzeń spowodowanych brakiem zastosowania się instrukcji obsługi;
6. Przekroczenia okresu gwarancyjnego lub jego zakresu;



Karta po-sprzedazowa:

Model produktu:

Data zakupu:

Imię i Nazwisko klienta:

Kontakt:

Opis awarii:

Gwarancja obejmuje jednostkę oraz ładowarkę (z wyłączeniem wymiennych dysz).



Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia, Poland
NIP: 9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

Model: MD 1622