



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODUSZKI
MASUJĄCEJ
MODEL: ORO-PILLOW

SPIS TREŚCI

Sposób przechowywania	3
Środki ostrożności	3
Ostrzeżenie	3
Opis.....	4
Odpowiednie miejsce masażu.....	5
Funkcje przycisków.....	6
Usage condition.....	7
Safety precautions.....	7
Warning.....	7
Description.....	8
The right place for the massage	9
Button function	10

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zwrócenie większej uwagi na elementy dotyczące bezpieczeństwa w celu prawidłowego działania i użytkowania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją, tak aby była przydatna.

BEZPIECZEŃSTWO

Uwagi dotyczące sterowania

- Nie używaj mokrej ręki do obsługi pilota.
- Nie upuść pilota na podłogę ani do wody.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na pilocie.

ADNOTACJE

Podczas masażu głowica masująca powinna znajdować się z dwóch stron szyi.. W przeciwnym razie może to spowodować ból.

Proszę nie spać podczas masażu.

Nie używaj tego produktu po spożyciu alkoholu lub pod czas snu.

Nie trzymaj koła masującego bezpośrednio w pobliżu dłoni, łokci, kolan, piersi lub brzucha.

Nie przekraczaj 30 minut jednorazowo, gdy kontynuujesz masaż.

KIEDY NIE UŻYWAĆ PRODUKTU

W następujących przypadkach natychmiast zaprzestań korzystania z produktu. Zamknij przełącznik pilota i wyjmij wtyczkę lub gniazdko zapalniczkę.

Gdy na produkt lub pilot wyleje się woda lub inna ciecz.

Któraś z części wewnętrznych zostanie uszkodzona, lub będzie widoczna na zewnątrz.

Podczas masażu nietypowe uczucie lub odczuwalny silny ból, opary, specyficzny zapach itp.

Nagła przerwa w zasilaniu

Nastąpiło spięcie

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Montaż i konserwacja produktu.

Proszę nie rozbierać samodzielnie tego produktu.

Nie dotykać wewnętrznych części tego produktu, aby uniknąć jakichkolwiek problemów.

Te produkty mogą być konserwowane tylko przez profesjonalnego pracownika serwisu. Nie demontować urządzenia samodzielnie.

INFORMACJE O ZASILACZU I ŁADOWARCE

Sprawdź, czy zasilacz jest zgodny z określonym napięciem, prądem i pasuje do wyjścia

Podczas odłączania przewodu z gniazdka, należy trzymać za wtyczkę, nie za przewód.

Bezwzględny zakaz ciągnięcia za przewód.

Należy uważać, aby przewód nie został przygnieciony przez ciężkie przedmioty.

NAZWA I FUNKCJE CZĘŚCI

Wygląd i Budowa



PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Nazwa produktu:	Wielofunkcyjna poduszka do masażu
Napięcie wejściowe DC:	12 V
Aln put Current:	1. 5- 2 .0 Moc: 20W
Bezpieczny projekt:	[Q]
Zasilacz:	- - lit - +

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podłącz wtyczkę do gniazda zapalniczki samochodowej lub zasilacz do gniazdka elektrycznego

Przyciskiem włączenia uruchomiamy poduszkę masującą, wciskając włącznik kolejny raz wybieramy tryb masażu.

(porada: masowanie 10-15 minut / raz)

Wyłączenie urządzenia, przetaczając na tryb środkowy, a następnie odłączyć od gniazda.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZANIA

Zdarzenie	Zjawisko	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
1	Przy uruchomieniu wydobywa się dźwięk. Produkt sprawny.	Dźwięk tarcia między piłką do masażu a opakowaniem z tkaniny	Nie ma potrzeby usuwania problemu
2	Urządzenie nie działa lub zwoalnia	Produkt jest przegrzany i następuje ochronne automatyczne wyłączenie się	Wyłączyć urządzenie na 30 minut do ponownego użycia
		Wtyczka zasilania lub gniazdo zapalniczki nie są dobrze podłączone	Podłącz dobrze gniazdo
		Ustawić tryb masażu do pozycji środkowej	Wybrać inny tryb masażu

W przypadku zastosowania się do powyższego, nadal występuje problem, należy skontaktować się producentem i poprosić go o konserwację i naprawę.

Thanks for you to select our product. Before use, please carefully read the manual and pay more attention to safety notice item in order to correctly operate and use.

Please take good care of the manual in convenience that you can query.

SAFETY ITEMS

Use Condition

Please don't use in wet or dirty condition to prevent any trouble from happening. Please don't use this product in room temperature above than 40°C.

Please don't put the product outside room.

Unfit people to use this product

If you have the following state, before use, please consult doctor. Curer who is receiving the cure from doctor or who is feeling bad.

Malignancy Patient

Pregnant Woman or Woman in menses Urgent illness Patient

Controller Notice Items

- Don't use your wet hand to operate the controller.
- Don't fall the controller to the floor or in water.
- Don't put any heavy goods on controller.

NOTICE

During massage, the massage head should be on both sides of the neck. Otherwise maybe it will result in ache.

Please don't sleep when massaging.

Please don't use this produce when drunken or bad.

Please don't directly keep massage wheel near to hand, elbow parts, knee, breast or belly.

Please don't exceed 30 minutes once when continue to use the massage.

DISUSE PRODUCE CONDITION

When there is the following, please Immediately stop using the product Close Controller Switch and Plug out or smoke socket.

When water or other liquid is spilled on the product or the remote control.

Some of the internal parts will be damaged or will be visible on the outside.

During massaging feel abnormal or have any severe ache.

During massage find any abnormal state such as fume, peculiar smell and etc.

Suddenly power broken

Thunder occur

SAFETY ITEMS

Product Assemble &Maintenance.

Please don't privately disassembly the packing of this product.

Do not touch the internal parts of this product to avoid any problems.

This products can be maintained only by professional service worker.

Do not disassemble the device yourself. .

ABOUT POWER ADAPTER &POWER CABLE

Please check whether power adapter accord with the specified voltage, current and match with the output

When unplugging the power cord, grasp the plug, not the cord.

It is strictly forbidden to pull the cord.

Be careful that heavy objects do not pinch the cord.

INNER PART NAME & FUNCTIONS

Appearance Construction



PRODUCT TECHNICAL PARAMETER

Product Name:	Multi-purpose massage pillow
DC Input Voltage:	12 V
Aln put Current:	1. 5- 2 .0 Rating Power: 20W
Safe Design:	[Q]
Power Adapter:	- - lit - +

USE METHOD

Plug controller into the socket of smoke source(In car use) or plug the power adapter in the power socket.

Dial direction switch key, massage pillow enter into massaging state (Advise: Massaging 10-15 minutes /once).

Turn off the device by switching to the middle mode, then disconnect from the socket.

FAQ & SOLUTION

Sequence	Phenomenon	Possible Reason	Solution
1	In operating appear „xiuxiu“ sound. Product in working order.	Or the frictional sound between massage ball and fabric packing	No need any disposal
2	Open to fail	Product is too hot to protect	Close the product for 30 minutes to use it again
		Power Plug or Smoke source socket is not plugged well	Plug the socket well
		Direction Switch dial to middle position	Direction toward left or right

If dispose the above, still there is any abnormal situation please contact with manufacturer and request them to maintain and repair.

KARTA GWARANCYJNA PODUSZKI MASUJĄCEJ ORO-PILLOW LOT: 07/2021

1. Producent udziela gwarancji na prawidłową pracę poduszki masującej na okres 24 miesięcy od daty jego nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia poduszki masującej powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią producent i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:



OROMED SZYMANEK Sp. k.

ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.ored.pl



Wersja: 1_05.2021 r.