

BEAUTIFLY

B-Lumix

P R O

series

Urządzenie z falami
radiowymi o działaniu
intensywnie odmładzającym
i wygładzającym skórę

Radio frequency instrument with
an intensively rejuvenating and
smoothing effect on the skin

Instrukcja obsługi

User manual



Dane techniczne – urządzenie B–Lumix PRO

Rozmiar	56x187x45,8 mm
Waga	Okolo 154 g
Moc znamionowa	Okolo 10W
Napięcie znamionowe	DC 5V
Prąd znamionowy	Okolo 2A
Czasomierz	6 min.
Tryb pracy	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Bateria	Bateria polimerowo-litowa 7,4V; 600mAh

Wprowadzenie – jeden krok do jędrnej, promiennej i odmłodzonej skóry


Na proces utraty jędrności skóry wpływa szereg czynników: promieniowanie UV, geny, tryb życia, grawitacja, ubytki tłuszczu, czy hormony. Za powstawanie zmarszczek odpowiada przede wszystkim utrata kolagenu i elastyny, których włókna tworzą rusztowanie dla skóry. Kolagen zapewnia Twojej skórze odpowiednie napięcie, sprężystość oraz elastyczność. Wraz z wiekiem słabnie także ciągłość procesów odnowy komórkowej w skórze. W efekcie skóra wiotczeje, traci właściwy poziom nawilżenia i dobrą kondycję.

Jeśli Twoja skóra jest pozbawiona vitalności, poddaje się upływowi czasu wykazując mniej lub bardziej widoczne oznaki starzenia urządzenie B–Lumix PRO stanowi doskonałą odpowiedź na Twoje problemy. Odmładzanie skóry z zastosowaniem fal radiowych (RF) oraz prądów EMS to najlepszy niechirurgiczny lifting dla Twojej skóry. Kompleksowa regeneracja skóry, radykalna poprawa vitalności, jędrności i młodzieńczy wygląd w jednym!

Sposób działania

Urządzenie B–Lumix PRO poprzez moc termiczną połączoną z działaniem mikroprądów EMS maksymalnie pobudza produkcję kolagenu w celu intensywnego odmłodzenia skóry twarzy.

1. Głowica energetyczna pokryta 24-karatowym złotem
2. Naskórek
3. Skóra właściwa
4. Moc termiczna B–Lumix PRO skupiona głęboko na skórze właściwej
5. Ciepło przechodzące do głębszych warstw skóry
6. Tkanka podskórna
7. Powierzchniowy układ nerwowo-mięśniowy



Fale radiowe (RF)

Radiofrekwencja (RF) to sprawdzona technologia stosowana w branży medycznej i kosmetycznej. Przy ściśle kontrolowanej temperaturze impuls magnetyczny działa bezpośrednio na komórki, wytwarzając energię cieplną. W następstwie przegrzewania włókien kolagenowych ulegają one skurczeniu, co daje natychmiastowy efekt napięcia skóry. Jednocześnie częstotliwość radiowa aktywuje produkcję kolagenu. Rezultaty są widoczne już wkrótce po zabiegu: podniesienie owalu twarzy, ujędrnienie skóry, spłylenie zmarszczek.

Seria zabiegów (2-3 razy w tygodniu przez okres 6-8 tygodni) daje efekt długotrwałego napięcia struktur skóry, usuwa zmarszczki, zmniejsza „worki” pod oczami, przywraca młodzieńcze rysy twarzy.

Masaż liftingujący twarzy z użyciem prądów EMS (Anti-aging)

Masaż tego typu szybko ujędria twarz i przywraca skórze elastyczność. Wygładza zmarszczki (efekt wyprasowania skóry), skutecznie poprawia kontur twarzy, a także zmniejsza rozszerzone pory. Mikroprądy EMS stymulują aktywność komórek skóry, dzięki czemu nawet na głębokich poziomach skóry dochodzi do jej intensywnej regeneracji. Masaż z użyciem EMS pobudza mikrokążenie krwi, co przekłada się na zmniejszenie przebarwień, poprawę kolorytu cery i utrzymanie odpowiedniego nawilżenia. Skóra jest odżywiona, dotleniona i pełna vitalności.

Głowica energetyczna pokryta 24-karatowym złotem





W celu osiągnięcia najlepszego z możliwych niechirurgicznych efektów liftingujących, głowica urządzenia została pokryta 24-karatowym złotem. Zmikronizowane złoto wzmacnia stymulację kolagenu, ułatwiając szybkie uzyskanie trwałych efektów terapii. Złoto w czystej postaci działa antybakteryjnie – łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Głowica energetyczna to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, dzięki któremu zabiegi są skuteczne, a jednocześnie całkowicie bezbolesne.

Specyfikacja urządzenia B-Lumix PRO

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik funkcji RF
3. Wskaźnik funkcji EMS
4. Podstawa ładująca

Zestaw B-Lumix PRO składa się z następujących elementów:

5. Produkt
6. Satynowy woreczek
7. Kabel USB
8. Instrukcja obsługi



Pielęgnacja skóry – zasady wykonywania zabiegu

Aby pielęgnować skórę za pomocą B–Lumix PRO:

1. Umyj twarz.
2. Nałóż odpowiednią ilość żelu/serum lub innego kosmetyku o śliskiej konsystencji na obszar przeznaczony do użycia (twarz lub szyja).
3. Długo naciśnij przycisk urządzenia, aby je uruchomić.
4. Wybierz wygodny tryb.

Ważne! Podczas pierwszej sesji zabiegowej zaleca się ustawienie niskiej mocy, a następnie dostosowanie poziomu mocy do tolerancji skóry na kolejne zabiegi.

Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się wykonanie testu wrażliwości skóry. Test należy wykonać na 24 godziny przed pierwszym użyciem B–Lumix PRO. Aby to zrobić, nałóż niewielką ilość żelu/serum (lub innego kosmetyku o śliskiej konsystencji) na wewnętrzną część ramienia i wykonaj na tym obszarze zabieg z użyciem B–Lumix PRO.

Upewnij się, że skóra nie reaguje negatywnie na żel/serum (kosmetyk, którego użyłaś) lub zabieg.

5. Podziel twarz na 4 obszary zabiegowe:
 - Prawy policzek
 - Lewy policzek
 - Czoło
 - Zewnętrzny kącik oka
6. Umieść urządzenie na skórze, pamiętaj o lekkim dociśnięciu urządzenia tak, aby zapewnić pełny kontakt głowicy energetycznej ze skórą.
7. Rozpocznij przesuwanie urządzenia bardzo małymi ruchami okrężnymi na małej części obszaru zabiegowego (około dwa razy większej od głowicy zabiegowej). W głąb skóry uwolni się energia urządzenia, zapewniając skórze komfort i ciepło.

Ważna uwaga: pamiętaj, żeby stale powoli przesuwać urządzenie po skórze, aby zapewnić odpowiednią, jednolitą energię obszaru zabiegowego. Nie trzymaj urządzenia w jednej pozycji bez ruchu.

8. Kontynuuj pracę na całej powierzchni zabiegu powolnym ruchem okrężnym przez 2-4 minuty. Zadbaj o utrzymanie jednolitej energii, masując cały obszar zabiegowy.
Uwaga: efekt zabiegu można wzmocnić, wykonując ruchy „podnoszące” od linii żuchwy w górę w kierunku policzków.
9. Po zakończeniu 2-4 minut zabiegu możesz przejść do następnego obszaru zabiegowego, powtarzając kroki 6-8.
Przełącz na tryb RF + EMS (patrz część instrukcji „Tryby”). Zaleca się zacząć od niskiego poziomu mocy.

Ważne: używaj trybu RF + EMS TYLKO w obszarze linii szczęki. Nie używaj trybu RF + EMS do innych obszarów twarzy.



10. Rozpocznij przesuwanie urządzenia wykonując bardzo małe ruchy liniowe wzdłuż linii żuchwy.
11. Aby zapewnić optymalne rezultaty, używaj urządzenia przez 4 minuty z każdej strony. Po masażu całego obszaru zabiegowego, sesja zabiegowa jest zakończona. Naturalnym efektem zabiegu może być zaczerwienienie skóry (rumień) oraz niewielki obrzęk (opuchnięcie) w obszarze zabiegowym. Oba powinny zniknąć po krótkim czasie.
12. Naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
13. W razie potrzeby możesz zastosować krem nawilżający.
14. Wycisnąć głowicę energetyczną urządzenia wilgotną szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie umieść urządzenie na podstawie ochronnej, aby zabezpieczyć głowicę energetyczną do następnego użycia.

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj urządzenia B-Lumix PRO pod wodą.

Mechanizm bezpieczeństwa

Automatyczny mechanizm optymalizacji temperatury w urządzeniu chroni skórę przed przegrzaniem.

Zalecenia dotyczące terapii

Poniższe wytyczne dotyczące terapii są zalecane podczas korzystania z urządzenia B-Lumix PRO:

- Zabieg na całej twarzy trwa 8-12 minut. Aby skrócić czas zabiegu, skup się tylko na wybranych obszarach, które chcesz poddać działaniu terapii. Czasy terapii różnią się dla każdej osoby.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty, stosuj urządzenie B-Lumix PRO 2-3 razy w tygodniu przez okres 6-8 tygodni.
- Należy zapewnić przynajmniej jeden dzień przerwy pomiędzy zabiegami na tym samym obszarze zabiegowym.
- W celu utrzymania długotrwałych efektów, po zakończeniu pełnej kuracji zalecamy stosowanie B-Lumix PRO 2-4 razy w miesiącu lub w razie potrzeby.

Jak używać urządzenia

1. Ładowanie

- 1) Przy pierwszym użyciu naładuj urządzenie, aby bateria była w pełni naładowana (jeśli urządzenie jest w pełni naładowane, nie ma potrzeby ładowania).
- 2) Podczas ładowania umieść urządzenie na podstawie ładującej, a następnie włóż złącze USB do wtyczki ładowarki i podłącz je do ogólnego domowego źródła zasilania. Wskaźnik LED będzie świecił na czerwono podczas ładowania, a czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.
- 3) Podczas procesu ładowania lampa o długości fali 415 nm dezynfekuje głowicę zabiegową przez 5 minut.
- 4) Czas ładowania wynosi około 120 minut, a czas pracy urządzenia około 50 minut.

2. Uruchamianie i wyłączenie

Uruchamianie: naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć zasilanie w stanie wyłączenia. Wskaźnik dźwiękowy będzie emitował dźwięk „D, D” po włączeniu i wyłączeniu zasilania.

3. Tryby

W trybie uruchamiania, naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć kolejne tryby z Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4, Tryb 5, brzęczyk wyemituje dźwięk „D” i zmieni się kolor diody LED wskaźnika.


Tryb 1: zabieg RF (poziom 1), wskaźnik LED będzie świecił stałym zielonym światłem.

Tryb 2: zabieg RF (poziom 2), wskaźnik LED będzie świecił ciągłym niebieskim światłem.


Tryb 3: zabieg EMS (poziom 1), wskaźnik LED będzie świecił stałym zielonym światłem.

Tryb 4: zabieg EMS (poziom 2), wskaźnik LED będzie świecił stałym niebieskim światłem.


Tryb 5: zabieg RF i EMS (wskaźnik LED będzie świecił stałym niebieskim światłem podczas automatycznego przełączania między terapią RF i EMS).




(Tryb 1)



(Tryb 2)



(Tryb 3)



(Tryb 4)



(Tryb 5)

Czujnik temperatury

Głowice zabiegowe wyposażone są w precyzyjny czujnik temperatury NTC.

Po rozpoczęciu zabiegu RF czujnik wykryje temperaturę skóry, jeśli temperatura jest niższa niż 42°C, zabieg RF zacznie działać. Jeśli jest powyżej 42°C, zabieg RF zostanie przerwany.

Przypomnienie o niskim stanie naładowania baterii

Gdy bateria urządzenia jest zbyt słaba, brzęczyk będzie emitować sygnał „D” co 5 sekund.

Automatyczny pomiar czasu

Funkcja automatycznego pomiaru czasu ustawia czas na 6 minut. Po upływie tego czasu produkt przestaje działać i należy go ponownie uruchomić, aby móc dalej z niego korzystać.

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń. Podczas korzystania z produktu B–Lumix PRO należy przestrzegać wszystkich poniższych środków ostrożności.

Ostrzeżenia i zalecenia

Urządzenie B–Lumix PRO powinno być użytkowane w prawidłowy sposób, zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji. Aby bezpiecznie używać urządzenia, należy stosować się do wszystkich poniższych ostrzeżeń i zaleceń:

1. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł wody, takich jak zlew lub wanna.
2. Nie należy zanurzać urządzenia pod wodą.
3. Po podłączeniu urządzenia do prądu nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
4. Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i jego zasilacz nie wykazują widocznych uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony lub jeśli urządzenie jest zdemontowane.
5. Używaj urządzenia tylko z dostarczonym przewodem elektrycznym i zasilaczem.
6. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Podczas obsługi urządzenia należy upewnić się, że ręce są całkowicie suche.

8. Wyłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem i konserwacją.
9. Podczas przeprowadzania zabiegu należy używać żelu/serum (lub innego kosmetyku o śliskiej konsystencji), w celu zapewnienia odpowiedniego poślizgu podczas zabiegu, dobrej przewodności RF/EMS oraz lepszego nawilżenia skóry.

Zasady bezpieczeństwa

1. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
2. Nie należy używać urządzenia na powiekach, w okolicach oczu, w okolicach tarczycy, na wargach, w uszach, na piersiach ani w okolicach narządów płciowych.
3. Odczucia podczas korzystania z urządzenia powinny być miłe i przyjemne. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, JEŚLI KTÓRAKOLWIEK Z PONIŻSZYCH SYTUACJI DOTYCZY CIEBIE:

1. Jesteś osobą poniżej 18 roku życia.
2. Posiadasz rozrusznik serca lub wewnętrzny defibrylator.
3. Posiadasz metalowe implanty w obszarze leczenia, takie jak na przykład złote nici. Nie dotyczy to wypełnień stomatologicznych lub implantów, które nie stanowią problemu.
4. Obecnie chorujesz na raka lub w przeszłości chorowałaś na raka, zwłaszcza raka skóry lub znamiona przednowotworowe.
5. Posiadasz poważne schorzenia współistniejące, takie jak zaburzenia kardiologiczne.
6. Jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
7. Masz upośledzony układ odpornościowy z powodu choroby immunosupresyjnej, takiej jak AIDS, lub stosujesz leki immunosupresyjne.
8. Masz jakąkolwiek chorobę symulowaną przez ciepło, np. taką jak między innymi nawracająca opryszczka pospolita (w obszarze objętym zabiegiem).
9. W przeszłości występowały u Ciebie bliznowce, nieprawidłowe gojenie się ran lub masz delikatną skórę. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w obszarze poddawanych zabiegowi przeprowadzono zabieg chirurgiczny, zabieg laserowy lub głęboki peeling chemiczny i nadal jesteś w trakcie pełnego procesu wygojenia.
10. Posiadasz stałe wypełnienia w obszarze poddawanych zabiegowi.
11. Jeśli w obszarze poddawanych zabiegowi znajdują się tymczasowe wypełniacze skórne, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
12. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w obszarze poddawanych zabiegowi podawano botoks.
13. Posiadasz podejrzaną zmianę w obszarze poddawanych zabiegowi.
14. Stosujesz obecnie leki, preparaty ziołowe, witaminy lub suplementy diety, które mogą powodować nasilenie wrażliwości lub suchość skóry.

Specifications – B-Lumix PRO

Size	56x187x45.8 mm
Weight	Approx. 154 g
Rated power	10W
Rated voltage	DC 5V
Rated current	Approx. 2A
Timer	6 min
Working mode	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Battery	7.4V polymer lithium battery; 600mAh

Introduction – one step towards firm, radiant and rejuvenated skin


The loss of skin firmness is affected by a number of factors: UV radiation, genes, lifestyle, gravity, loss of fat, or hormones. The loss of collagen and elastin, the fibres of which form a scaffolding for the skin, is primarily responsible for the formation of wrinkles. Collagen gives your skin the right tone, elasticity and flexibility. The continuity of the skin's cell renewal processes also decreases with age. As a result, the skin will lose the proper level of moisture and good condition.

If your skin is deprived of vitality, it is giving in to the passage of time and showing more or less visible signs of aging, the B – Lumix PRO is the perfect answer to your problems. Skin rejuvenation with the use of radio waves (RF) and EMS currents is the best non-surgical facelift for your skin. Complete skin regeneration, dramatically improved vitality, firmness and youthful appearance in one!

How it works

The B-Lumix PRO maximises the production of collagen by means of thermal power combined with EMS micro-currents for intense facial skin rejuvenation.

1. 24-carat gold-plated energy head
2. Epidermis
3. Dermis
4. The B-Lumix PRO heat output is concentrated deep in the dermis
5. Heat passing into deeper layers of the skin
6. Subcutaneous tissue
7. Surface neuromuscular system



Radio Frequency (RF)

Radio Frequency (RF) is a proven technology used in the medical and cosmetic industries. At a strictly controlled temperature, a magnetic pulse acts directly on the cells, producing thermal energy. As a result of the heating of collagen fibres, they shrink, resulting in an immediate effect on the skin. At the same time, the radio frequency activates the production of collagen. The results are visible shortly after the treatment: face oval lifting, skin firming, wrinkles shallower.

A series of treatments (2-3 times a week for 6-8 weeks) produce a long-term effect on skin structures, removes wrinkles, reduces "bags" under the eyes, restores youthful facial features.

Facial lifting massage using EMS (anti-aging) currents

This type of massage quickly firms the face and restores elasticity to the skin. It smooths wrinkles (skin-ironing effect), effectively improves the facial contour, and reduces expanded pores. EMS micro-currents stimulate skin cell activity, so intense regeneration occurs even at deep skin levels. EMS massage stimulates blood microcirculation, resulting in reduced discoloration, improved skin tone and good hydration. The skin is nourished, oxygenated and full of vitality.

24-carat gold-plated energy head


To achieve the best possible non-surgical lifting results, the instrument head is covered with 24-carat gold. Micronized gold increases collagen stimulation, making it easier to achieve lasting effects quickly. Pure gold is anti-bacterial – it reduces irritation and inflammation. The energy head is a state-of-the-art technology that makes the treatment effective, yet completely painless

Instrument specifications B-Lumix PRO

1. Power button
2. RF function indicator
3. EMS function indicator
4. Charging base

The B-Lumix PRO set consists of the following components:

5. Product
6. Satin bag
7. USB cable
8. Operator's manual



Skin care – rules for carrying out treatment

To condition your skin with the B-Lumix PRO:

1. Wash your face.
2. Put an appropriate amount of gel/serum or other cosmetic product with slippery texture on the area to be used (face or neck).
3. Hold in the button on the instrument to start it.
4. Select the desired mode.

Important! During the first treatment session, it is recommended to set it at low power and then adjust the power level to the skin tolerance for subsequent treatments.

It is recommended that you perform a skin sensitivity test before using the instrument for the first time. The test must be performed 24 hours before the first use of the B-Lumix PRO. To do this, apply a small amount of gel/serum (or other cosmetic product with a slippery texture) to the inner part of the arm and treat the area with the B-Lumix PRO.

Make sure your skin does not react negatively to gel/serum (the cosmetic product you use) or the treatment.

5. Divide your face into 4 treatment areas:
 - Right cheek
 - Left cheek
 - Forehead
 - Outside corner of the eye
6. Place the instrument on your skin, make sure you lightly press the instrument in order to ensure that the energy head is fully in contact with your skin.
7. Start moving the instrument with very small circular movements on a small part of the treatment area (approximately twice as large as the treatment head). The energy of the instrument will be released into the skin, providing the skin comfort and warmth.
 Important note: Be sure to move the instrument slowly over the skin continuously to ensure that the treatment area receives adequate uniform energy. Do not hold the instrument in one position without movement.
8. Continue to work on the entire treatment surface slowly in a circular motion for 2-4 minutes. Maintain consistent energy by massaging the entire treatment area.
 Note: The effect of the procedure can be enhanced by performing "lifting" movements from the jaw line upwards toward the cheeks.
9. After 2-4 minutes of treatment, you can move to the next treatment area repeating steps 6-8. Switch to RF + EMS mode (refer to "Modes" in the instructions). It is recommended to start with a low power level.

Important: Use RF + EMS ONLY in the area of the jaw line. Do not use RF + EMS on other areas of the face.



10. Start moving the instrument by making very small linear movements along the jaw line.
11. For optimal results, use the instrument for 4 minutes on each side. After the whole treatment area has been massaged, the treatment session is ended. A natural effect of the treatment may be reddening of the skin (erythema) and a slight swelling in the treatment area. Both should disappear after a short time.
12. Hold in the power button to turn off the product.
13. If necessary, you can apply a moisturising cream.
14. Clean the energy head of the instrument with a damp cloth or paper towel, and place the instrument on the protective stand to protect the energy head for the next use.

Warning: Do not immerse the B-Lumix PRO in water.

Safety mechanism

The automatic temperature optimisation mechanism in the instrument protects your skin against overheating.

Treatment recommendations

The following treatment guidelines are recommended when using the B-Lumix PRO:

- It takes 8-12 minutes to treat the whole face. To reduce treatment time, focus only on the selected areas you want to treat. Treatment times vary per person.
- For optimal results, use the B-Lumix PRO 2-3 times a week for 6-8 weeks.
- A break of at least one day should be taken between treatments in the same treatment area.
- In order to maintain long lasting effects after the complete treatment, we recommend using B-Lumix PRO 2-4 times a month or as needed.

How to use the instrument

1. Charging

- 1) When you use the instrument for the first time, charge the instrument to make sure that the battery is fully charged (if the instrument is fully charged, there is no need to charge it).
- 2) When charging, place the instrument on the charging base and insert the USB connector into the charger plug and connect it to the general household power source. The LED indicator will light red during charging and the red light will go out when fully charged.
- 3) During the charging process, the 415 nm wavelength lamp disinfects the treatment heads for 5 minutes.
- 4) The charging time is approximately 120 minutes and the operating time is approximately 50 minutes.

2. Starting and stopping

Starting: press and hold to turn on the power in the off state. The sound indicator will emit the sound "D, D" when the power is turned on and off.

3. Modes

In start-up mode, briefly press to switch between modes from Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5. The sound indicator will emit "D" and the LED indicator will change colour.


Mode 1: RF Treatment (Level 1), the LED indicator will be continuous green.

Mode 2: RF Treatment (Level 2), the LED indicator will be continuous blue.

Mode 3: EMS procedure (Level 1), the LED indicator will be continuous green.

Mode 4: EMS procedure (Level 2), the LED indicator will be continuous blue.

Mode 5: RF and EMS treatment (the LED will light up with a continuous blue light during automatic switching between RF and EMS).




(Mode 1)




(Mode 2)



(Mode 3)



(Mode 4)



(Mode 5)

Temperature sensor

The treatment heads are equipped with a precise NTC temperature sensor.

When an RF treatment is started, the sensor detects skin temperature; if the temperature is below 42°C, the RF treatment will begin to operate. If it is above 42°C, RF treatment will be interrupted.

Low battery level reminder

When the instrument battery is too low, the sound indicator will sound "D" every 5 seconds.

Automatic time measurement

The automatic time measurement function sets the time to 6 minutes. After this time, the product stops working and must be restarted to continue using it.

Safety

Please read the complete user manual carefully before using the product. Always observe all warnings and recommendations. When using B-Lumix PRO, all of the following precautions must be observed.

Warnings and recommendations

The B-Lumix PRO should be used correctly according to the instructions given in this manual. To use the instrument safely, observe all of the following warnings and precautions:

1. Do not place or store the instrument near water sources, such as a sink or bathtub.
2. Do not immerse the instrument in water.
3. Do not leave the instrument unattended when it is plugged in.
4. Before use, check the instrument and its adapter for visible damage. Do not use the instrument if the electrical cord is damaged or if the instrument is disassembled.
5. Only use the instrument with the electrical cord and adapter supplied.
6. Keep the instrument out of the reach of children.
7. Make sure your hands are completely dry when you operate the instrument.
8. Switch off the instrument after use or before cleaning and maintenance.
9. Use gel/serum (or any other cosmetic product with a slippery texture) to ensure proper lubrication during the procedure, good RF/EMS conductivity, and better moisture in the skin.

Safety rules

1. Use the instrument **only** for its intended purpose as described in this manual.
2. Do not use the instrument on **eyelids**, near the eye, in the thyroid area, on the **lips**, in the ear, on the breast or near the **genital** area.
3. The **feeling** of using the instrument should be nice and **pleasant**. If you experience discomfort, stop using the instrument immediately.

DO NOT USE THE INSTRUMENT IF ANY OF THE FOLLOWING CONDITIONS APPLY TO YOU:

1. You are under 18.
2. You have a cardiac pacemaker or an internal defibrillator.
3. You have **metal implants** in the treatment area, such as gold threads. This does not apply to dental fillings or implants, which do not present problems.
4. You **currently** have cancer or have had cancer in the past, especially skin cancer or pre-cancerous moles.
5. You have serious co-existing conditions, such as cardiac disorders.
6. You are pregnant or breastfeeding.
7. You have a compromised immune system due to immunosuppressive disease such as AIDS, or you are using immunosuppressive drugs.
8. You have any heat-stimulated **illness**, such as recurrent herpes simplex (in the treatment area), among others.
9. You have a history of keloids, poor wound healing or delicate skin. In the **last three months**, a surgical procedure, a laser procedure or a deep chemical peeling has been performed in the treatment area and you are **still** in the process of complete healing.
10. You have permanent **fillers** in the treated area.
11. If there are any temporary dermal fillers in the treatment area, **consult** your healthcare professional before using the instrument.
12. In the last three months, Botox has been administered in the treatment area.
13. You have suspicious changes in the treatment area.
14. You are **currently** using medications, herbal preparations, vitamins, or food supplements that may cause increased sensitivity or dry skin

Características técnicas - B-Lumix PRO

Tamaño	56x187x45,8 mm
Peso	aprox.154 g
Potencia nominal	aprox. 10W
Tensión nominal	DC 5V
Corriente nominal	aprox. 2A
Temporizador	6 mins.
Modo de funcionamiento	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batería	Batería de polímero de litio de 7,4 V; 600 mAh

Introducción - un paso hacia una piel firme, radiante y rejuvenecida


Hay varios factores que influyen en el proceso de pérdida de elasticidad de la piel: la radiación UV, los genes, el estilo de vida, la gravedad, la pérdida de grasa o las hormonas. La pérdida de colágeno y elastina, cuyas fibras forman el andamiaje de la piel, es la principal responsable de la formación de arrugas. El colágeno proporciona a la piel la firmeza, la elasticidad y la flexibilidad adecuadas. La continuidad de los procesos de renovación celular en la piel también se debilita con la edad. Como resultado, la piel comienza a estar menos tersa, pierde su nivel de hidratación y su buen estado.

Si su piel carece de vitalidad y tiene los signos de envejecimiento visibles, el B-Lumix PRO es la respuesta perfecta a sus problemas. El rejuvenecimiento de la piel mediante radiofrecuencia y electroestimulación muscular es el mejor lifting no quirúrgico para su piel. Regeneración completa de la piel, mejora de la vitalidad, firmeza y aspecto juvenil.

Funcionamiento

El dispositivo B-Lumix PRO utiliza energía térmica combinada con microcorrientes para estimular al máximo la producción de colágeno para un rejuvenecimiento intensivo de la piel del rostro.

1. Cabezal de energía recubierto de oro de 24 quilates
2. Epidermis
3. Dermis
4. Potencia térmica de B-Lumix PRO enfocada en profundidad en la dermis
5. El calor penetra en las capas más profundas de la piel
6. Hipodermis
7. Sistema neuromuscular superficial



Radiofrecuencia (RF):

La radiofrecuencia (RF) es una tecnología probada que se utiliza en la industria médica y cosmética. Un impulso magnético actúa directamente sobre las células, a una temperatura estrictamente controlada, produciendo energía térmica. A través del calentamiento sobre la zona tratada, se contraen las fibras y se tensa la piel. Al mismo tiempo, la radiofrecuencia activa la producción de colágeno. Los resultados son visibles poco después del tratamiento: rejuvenecimiento del óvalo facial, reafirmación de la piel, atenuación de las arrugas.

Una serie de tratamientos (2-3 veces a la semana durante 6-8 semanas) da el efecto de la tensión a

largo plazo de las estructuras de la piel, elimina las arrugas, reduce las "bolsas" debajo los ojos, restaura los rasgos faciales de la juventud.

Masaje facial efecto lifting con uso de microcorrientes de electroestimulación (antienvjecimiento)

Este tipo de masaje reafirma el rostro y devuelve la elasticidad a la piel. Alisa las arrugas (efecto alisador), mejora eficazmente el contorno del rostro y reduce los poros dilatados. Las microcorrientes estimulan la actividad de las células de la piel, lo que permite una regeneración intensiva de la piel incluso a niveles profundos. El masaje con las microcorrientes estimula la microcirculación de la sangre, reduciendo las manchas, mejorando del tono de la piel y manteniendo una hidratación adecuada. La piel está nutrida, oxigenada y llena de vitalidad.

Cabezal de energía recubierto de oro de 24 quilates





Para conseguir los mejores efectos lifting no quirúrgico, el cabezal del dispositivo ha sido recubierto de oro de 24 quilates. El oro micronizado potencia la estimulación del colágeno, lo que facilita la obtención rápida de efectos terapéuticos duraderos. El oro en su forma pura tiene un efecto antibacteriano: alivia la irritación y la inflamación. El cabezal de energía es una solución tecnológica moderna gracias a la cual los tratamientos son eficaces y completamente indoloros.

Specyfikacja urządzenia B-Lumix PRO

1. Botón de encendido
2. Indicador de función RF
3. Indicador de función EMS
4. Estación de carga

El kit B-Lumix PRO incluye:

5. Producto
6. Bolsa de raso
7. Cable USB
8. Manual del usuario



Cuidado de la piel - reglas de tratamiento

Para cuidar su piel con B-Lumix PRO debe seguir los siguientes pasos:

1. Lávese la cara.
2. Aplique una cantidad adecuada de gel/suero u otro producto de consistencia deslizante en la zona a tratar (cara o cuello).
3. Mantenga pulsado el botón del dispositivo para encenderlo.
4. Elija un modo adecuado.

¡Importante! Durante la primera sesión, se recomienda seleccionar una potencia baja y luego ajustar el nivel de potencia según la tolerancia de la piel a los tratamientos posteriores.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, se recomienda realizar una prueba de sensibilidad cutánea. La prueba debe realizarse 24 horas antes del primer uso de B-Lumix PRO. Para ello, aplique una pequeña cantidad de gel/suero (u otro producto de consistencia deslizante) en la parte interna del brazo y realice un tratamiento B-Lumix PRO en esta zona.

Asegúrese de que su piel no reacciona negativamente al gel/suero (o el cosmético que ha utilizado) o al tratamiento.

5. Divida el rostro en 4 zonas de tratamiento:
 - Mejilla derecha
 - Mejilla izquierda
 - Frente
 - Ángulo externo del ojo
6. Coloque el dispositivo sobre la piel, recuerde presionar ligeramente el dispositivo para asegurar el contacto total del cabezal de energía con la piel.
7. Comience a mover el dispositivo con movimientos circulares muy pequeños sobre una pequeña parte de la zona de tratamiento (aproximadamente el doble del tamaño del cabezal). La energía del dispositivo se liberará en la profundidad de la piel, proporcionando confort y calor.
Nota importante: recuerde mover el dispositivo lentamente sobre la piel en todo momento para garantizar una energía adecuada y uniforme de la zona de tratamiento. No mantenga el dispositivo en una sola posición sin moverlo durante mucho tiempo.
8. Continúe el tratamiento por toda la zona con movimientos circulares lentos durante 2-4 minutos. Procure mantener una energía uniforme masajeando toda la zona.
Nota: el efecto del tratamiento se puede potenciar realizando movimientos con efecto "lifting" desde la línea de la mandíbula hacia las mejillas.
9. Una vez completado el tratamiento (2-4 minutos), puede pasar a la siguiente zona de tratamiento repitiendo los pasos 6-8.
Cambie al modo RF + EMS (ver la sección "Modos" del manual). Se recomienda empezar con un nivel de potencia bajo.

Importante: utilice el modo RF + EMS SÓLO en la zona de la mandíbula. No utilice el modo RF + EMS para otras zonas de la cara.



10. Empiece a mover el dispositivo haciendo movimientos lineales muy pequeños a lo largo de la línea de la mandíbula.
11. Para obtener resultados óptimos, utilice el dispositivo durante 4 minutos por cada lado. Al masajear toda la zona, debe finalizar el tratamiento. El efecto natural del tratamiento puede ser el enrojecimiento de la piel (eritema) y una ligera inflamación (hinchazón) en la zona tratada. Ambos deberían desaparecer al poco tiempo.
12. Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
13. Si es necesario, puede aplicar una crema hidratante.
14. Limpie el cabezal del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y, a continuación, coloque el dispositivo en una base protectora hasta el siguiente uso para proteger el cabezal.

Advertencia: No sumerja el dispositivo B-Lumix PRO bajo el agua.

Mecanismo de seguridad

Mecanismo automático de optimización de la temperatura del dispositivo previene el sobrecalentamiento de la piel.

Recomendaciones

Durante el uso del dispositivo B-Lumix PRO se recomienda seguir las siguientes pautas:

- Un tratamiento facial completo dura entre 8 y 12 minutos. Para reducir el tiempo de tratamiento, céntrate sólo en las zonas seleccionadas. Los efectos de tratamiento varían dependiendo de cada persona.
- Para obtener resultados óptimos, utilice el B-Lumix PRO 2-3 veces por semana durante 6-8 semanas.
- Entre cada tratamiento sobre la misma zona debe haber al menos un día de descanso.
- Para mantener los resultados duraderos, una vez finalizado el tratamiento completo, recomendamos utilizar B-Lumix PRO de 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.

Cómo utilizar el dispositivo

1. Carga

- 1) La primera vez que utilice el dispositivo, cárguelo para que la batería esté completamente cargada (si el dispositivo está completamente cargado, no es necesario cargarlo).
- 2) Para cargar el dispositivo, colóquelo en la estación de carga, luego inserte el conector USB en el enchufe del cargador y conéctelo a una fuente de alimentación. El indicador LED se iluminará en rojo durante la carga y la luz roja se apagará cuando esté completamente cargada.
- 3) Durante el proceso de carga, la lámpara de 415 nm desinfecta los cabezales de tratamiento durante 5 minutos.
- 4) El tiempo de carga es de aproximadamente 120 minutos y el dispositivo tiene un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 50 minutos.

2. Encendido y apagado

Encendido: mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. Cuando el dispositivo se enciende y se apaga, el indicador de sonido emitirá un sonido "D, D".

3. Modos

En el modo de encendido, pulse brevemente el botón para cambiar entre los modos 1, 2, 3, 4 y 5, el zumbador sonará "D" y el color del LED indicador cambiará.


Modo 1: tratamiento RF (nivel 1), el indicador LED brillará con una luz verde fija.

Modo 2: tratamiento RF (nivel 2), el indicador LED brillará con una luz azul continua.


Modo 3: tratamiento EMS (nivel 1), el indicador LED brillará con una luz verde fija.

Modo 4: tratamiento EMS (nivel 2), el indicador LED brillará con una luz azul fija.


Modo 5: tratamiento RF y EMS (el indicador LED se ilumina con una luz azul fija durante la conmutación automática entre el tratamiento RF y EMS).




(Modo 1)




(Modo 2)



(Modo 3)



(Modo 4)



(Modo 5)

Sensor de temperatura

Los cabezales están equipados con un sensor de temperatura NTC muy preciso.

Una vez iniciado el tratamiento RF, el sensor detectará la temperatura de la piel. Si la temperatura es inferior a 42°C, el tratamiento RF se pondrá en marcha. Si está por encima de los 42°C, el tratamiento

RF se interrumpirá.

Recordatorio de batería baja

Cuando la batería de la unidad está demasiado baja, el zumbador sonará "D" cada 5 segundos.

Temporización automática

La función de temporización automática establece el tiempo en 6 minutos. Pasado este tiempo, el dispositivo se apaga y para seguir utilizándolo debe ser reiniciado.

Seguridad

Por favor, antes de utilizar el producto lea atentamente el manual de usuario. Siga siempre todas las advertencias y recomendaciones. Tenga en cuenta las siguientes precauciones al utilizar el producto B-Lumix PRO.

Advertencias y recomendaciones

El dispositivo B-Lumix PRO debe utilizarse de forma correcta, según las normas indicadas en el presente manual. Para utilizar el dispositivo con seguridad, siga todas las advertencias y recomendaciones siguientes:

1. No coloque o almacene el dispositivo cerca de una fuente de agua, como un fregadero o una bañera.
2. No sumerja el dispositivo bajo el agua.
3. No deje el dispositivo enchufado a la corriente sin vigilancia.
4. Antes de empezar el tratamiento, compruebe si el dispositivo y el cargador no presentan daños visibles. No utilice el dispositivo si el cable eléctrico está dañado o si el dispositivo está desmontado.
5. Utilice el dispositivo sólo con el cable y el cargador suministrados con él.
6. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
7. Asegúrese de que sus manos estén completamente secas al utilizar el dispositivo.

8. Apague el dispositivo después de su uso, antes de la limpieza y el mantenimiento.
9. Utilice un gel/suero (u otro producto de consistencia deslizante) durante el tratamiento para garantizar un deslizamiento adecuado, una buena conductividad de la RF/EMS y una mejor hidratación de la piel.

Normas de seguridad

1. Utilice el dispositivo sólo para uso previsto, tal y como se describe en el presente manual.
2. No utilice el dispositivo en los párpados, alrededor de los ojos, en la zona de la tiroides, en los labios, en las orejas, en los pechos o en la zona genital.
3. La sensación al utilizar el dispositivo debe ser agradable y placentera. Si siente alguna molestia, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

NO UTILICE EL DISPOSITIVO SI PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

1. Es menor de edad.
2. Tiene un marcapasos o un desfibrilador implantable.
3. Tiene implantes metálicos en la zona de tratamiento, como hilos de oro. No se aplica a los empastes o implantes dentales, que no son un problema.
4. Tiene cáncer o lo ha tenido en el pasado, especialmente cáncer de piel o nevos displásicos.
5. Tiene enfermedades coexistentes graves, como trastornos cardíacos.
6. Está embarazada o en periodo de lactancia.
7. Tiene el sistema inmunitario deteriorado debido a una enfermedad autoinmune, como el SIDA, o está tomando medicamentos inmunosupresores.
8. Tiene alguna enfermedad causada por el calor como, por ejemplo, herpes zóster recurrente (en la zona de tratamiento).
9. Tiene antecedentes de queloides, cicatrización anormal de heridas o la piel muy delicada. Se ha sometido a una intervención quirúrgica, a un tratamiento con láser o a un peeling químico profundo en la zona tratada en los últimos tres meses y todavía está en proceso de recuperación.
10. Tiene rellenos permanentes en la zona tratada.
11. Si tiene rellenos dérmicos temporales en la zona de tratamiento, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.
12. Se ha administrado bótox en la zona tratada en los últimos tres meses.
13. Tiene lesiones sospechosas en la zona a tratar.
14. Está tomando medicamentos, hierbas, vitaminas o suplementos alimenticios que pueden causar una mayor sensibilidad o sequedad de la piel.

Technische Daten - B-Lumix PRO

Größe	56x187x45.8 mm
Gewicht	Ca. 154 g
Nennleistung	Ca. 10W
Nennspannung	DC 5V
Nennstrom	Ca. 2A
Timer	6 min.
Betriebsart	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batterie	Lithium-Polymer-Akku 7,4 V; 600 mAh

Einführung - ein Schritt zu straffer, strahlender und verjüngter Haut

Eine Reihe von Faktoren beeinflusst den Prozess des Festigkeitsverlustes der Haut: UV-Strahlung, Gene, Lebensstil, Schwerkraft, Fettabbau oder Hormone. Die Hauptursache für Falten ist der Verlust von Kollagen und Elastin, deren Fasern das Gerüst der Haut bilden. Kollagen verleiht Ihrer Haut die richtige Spannung, Elastizität und Flexibilität. Mit dem Alter lässt auch die Kontinuität der Zellerneuerungsprozesse in der Haut nach. Infolgedessen wird die Haut schlaff, verliert ihren Feuchtigkeitsgehalt und ihre gute Kondition.

Wenn es Ihrer Haut an Vitalität mangelt und sie dem Lauf der Zeit mit mehr oder weniger sichtbaren Zeichen der Alterung ausgesetzt ist, ist B-Lumix PRO die perfekte Antwort auf Ihre Probleme. Die Hautverjüngung mit Radiowellen (RF) und EMS-Strömen ist das beste nicht-chirurgische Lifting für Ihre Haut. Vollständige Regeneration der Haut, radikale Verbesserung von Vitalität, Festigkeit und junglichem Aussehen in einem!

Funktionsweise


Das B-Lumix PRO Gerät nutzt thermische Energie in Kombination mit EMS-Mikroströmen, um die Kollagenproduktion für eine intensive Verjüngung der Gesichtshaut maximal zu stimulieren.

1. 24 Karat vergoldeter Energiekopf
2. Epidermis
3. Dermis
4. Wärmeleistung von B-Lumix PRO, die tief in die Dermis eindringt
5. Wärme, die in die tieferen Schichten der Haut eindringt
6. subkutanes Gewebe
7. oberflächliches neuromuskuläres System

Radiowellen (RF)

Radiofrequenz (RF) ist eine bewährte Technologie, die in der medizinischen und kosmetischen Industrie eingesetzt wird. Bei einer genau kontrollierten Temperatur wirkt ein magnetischer Impuls direkt auf die Zellen und erzeugt thermische Energie. Wenn die Kollagenfasern überhitzt werden, ziehen sie sich zusammen, was eine sofortige Hautstraffung bewirkt. Gleichzeitig aktiviert die Radiofrequenz die Kollagenproduktion. Die Ergebnisse sind schon bald nach der Behandlung sichtbar: Straffung des Gesichtsovals, Festigung der Haut, Abschwächung der Falten.

Eine Serie von Behandlungen (2-3 Mal pro Woche über 6-8 Wochen) bewirkt eine langfristige Straffung der Hautstrukturen, beseitigt Falten, reduziert Tränensäcke und stellt die jugendlichen Gesichtszüge wieder her.



Gesichtslifting-Massage mit EMS-Strömen (Anti-Aging)

Diese Art der Massage strafft das Gesicht schnell und gibt der Haut ihre Elastizität zurück. Sie glättet Falten (hautglättende Wirkung), verbessert effektiv die Gesichtskonturen und reduziert vergrößerte Poren. EMS-Mikroströme stimulieren die Aktivität der Hautzellen, wodurch selbst in den tiefen Schichten der Haut eine intensive Regeneration stattfindet. Die EMS-Massage stimuliert die Mikrozirkulation des Blutes, was sich in einer Verringerung von Verfärbungen, einer Verbesserung des Hauttöns und der Aufrechterhaltung einer angemessenen Hydratation niederschlägt. Die Haut wird genährt, mit Sauerstoff versorgt und ist voller Vitalität.

24 Karat vergoldeter Energiekopf




Um den bestmöglichen nicht-chirurgischen Lifting-Effekt zu erzielen, wurde der Gerätekopf mit 24-karätigem Gold beschichtet. Mikronisiertes Gold verstärkt die Stimulation des Kollagens und erleichtert das schnelle Erreichen eines nachhaltigen Therapieeffekts. Gold in seiner reinen Form hat eine antibakterielle Wirkung - es lindert Reizungen und Entzündungen. Der Energiekopf ist eine moderne technologische Lösung, dank derer die Behandlungen effektiv und gleichzeitig völlig schmerzfrei sind.

Spezifikationen von B-Lumix PRO

1. Power-Taste
2. RF Funktionsanzeige
3. EMS Funktionsanzeige
4. Ladestation

Das B-Lumix PRO Set besteht aus den folgenden Komponenten:

5. Produkt
6. Satintasche
7. USB-Kabel
8. Bedienungsanleitung



Hautpflege - die Grundsätze der Behandlung

So pflegen Sie Ihre Haut mit B-Lumix PRO:

1. Waschen Sie Ihr Gesicht.
2. Tragen Sie eine angemessene Menge Gel/Serum oder ein anderes gleitfähiges Produkt auf die zu behandelnde Stelle (Gesicht oder Hals) auf.
3. Drücken Sie die Gerätetaste lange, um zu starten.
4. Wählen Sie eine geeignete Betriebsart.

Wichtig! Es wird empfohlen, bei der ersten Behandlung eine niedrige Leistungsstufe einzustellen und dann die Leistungsstufe entsprechend der Hautverträglichkeit bei den nachfolgenden Behandlungen anzupassen.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, einen Hautsensibilitätstest durchzuführen. Der Test sollte 24 Stunden vor der ersten Anwendung von B-Lumix PRO durchgeführt werden. Tragen Sie dazu eine kleine Menge Gel/Serum (oder ein anderes Kosmetikum mit gleitfähiger Konsistenz) auf die Innenseite des Arms auf und führen Sie die B-Lumix PRO Behandlung an dieser Stelle durch. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut nicht negativ auf das Gel/Serum (das von Ihnen verwendete Kosmetikprodukt) oder die Behandlung reagiert.

5. Teilen Sie Ihr Gesicht in 4 Behandlungsbereiche ein:
 - Rechte Wange
 - Linke Wange
 - Vorderseite
 - Äußerer Augenwinkel
6. Legen Sie das Gerät auf die Haut. Denken Sie daran, leicht auf das Gerät zu drücken, um den vollständigen Kontakt des Energiekopfes mit der Haut sicherzustellen.
7. Beginnen Sie damit, das Gerät in sehr kleinen kreisenden Bewegungen über einen kleinen Teil des Behandlungsbereichs zu bewegen (etwa doppelt so groß wie der Behandlungskopf). Die Energie des Geräts wird tief in der Haut freigesetzt und sorgt für Komfort und Wärme auf der Haut. Wichtiger Hinweis: Denken Sie daran, das Gerät immer langsam über die Haut zu bewegen, um eine angemessene, gleichmäßige Energieversorgung des Behandlungsbereichs zu gewährleisten. Halten Sie das Gerät nicht in einer Position ohne Bewegung.
8. Arbeiten Sie in langsamen, kreisenden Bewegungen 2-4 Minuten lang über den gesamten Behandlungsbereich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Energie, indem Sie den gesamten Behandlungsbereich massieren.
Hinweis: Die Wirkung der Behandlung kann durch "Lifting"-Bewegungen von der Kieferlinie nach oben zu den Wangen hin verstärkt werden.
9. Sobald die 2-4-minütige Behandlung abgeschlossen ist, können Sie mit dem nächsten Behandlungsbereich fortfahren, indem Sie die Schritte 6-8 wiederholen.
Wechseln Sie in den Modus RF + EMS (siehe Abschnitt "Modi" im Handbuch). Es wird empfohlen, mit einer niedrigen Leistungsstufe zu beginnen.

Wichtig: Verwenden Sie den RF + EMS-Modus NUR im Bereich der Kieferpartie. Verwenden Sie den RF + EMS-Modus nicht für andere Bereiche des Gesichts.



10. Beginnen Sie das Gerät zu verschieben, indem Sie sehr kleine lineare Bewegungen entlang der Kieferlinie machen.
11. Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Gerät 4 Minuten lang auf jeder Seite verwenden. Nachdem Sie den gesamten Behandlungsbereich massiert haben, ist die Behandlung abgeschlossen. Der

natürliche Effekt der Behandlung kann eine Rötung der Haut (Erythem) und eine leichte Schwellung im Behandlungsbereich sein. Beides sollte nach kurzer Zeit verschwinden.

12. Drücken Sie lange auf die Power-Taste, um das Gerät auszuschalten.
13. Falls erforderlich, können Sie eine Feuchtigkeitscreme auftragen.
14. Reinigen Sie den Energiekopf des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und stellen Sie das Gerät dann auf eine Schutzunterlage, um den Energiekopf bis zum nächsten Gebrauch zu schützen.

Warnung: Tauchen Sie B-Lumix PRO nicht unter Wasser.

Sicherheitsmechanismus

Der automatische Temperaturoptimierungsmechanismus des Geräts schützt die Haut vor Überhitzung.

Empfehlungen zur Behandlung

Die folgenden Therapierichtlinien werden für die Verwendung von B-Lumix PRO empfohlen:

- Eine Behandlung für das ganze Gesicht dauert 8-12 Minuten. Um die Behandlungszeit zu verkürzen, konzentrieren Sie sich nur auf die ausgewählten Bereiche, die Sie behandeln möchten. Die Therapiezeiten variieren von Person zu Person.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie B-Lumix PRO 2-3 Mal pro Woche für 6-8 Wochen.
- Machen Sie mindestens einen Tag Pause zwischen den Behandlungen desselben Behandlungsbereichs.
- Um ein lang anhaltendes Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, B-Lumix PRO 2-4 Mal pro Monat oder nach Bedarf anzuwenden.

Wie Sie das Gerät verwenden

1. Aufladen

- 1) Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie es so auf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, brauchen Sie es nicht aufzuladen).
- 2) Stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs auf die Ladestation, stecken Sie dann den USB-Stecker in den Ladestecker und schließen Sie es an eine allgemeine Haushaltsstromquelle an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot; das rote Licht erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
- 3) Während des Ladevorgangs desinfiziert die 415 nm-Lampe die Behandlungsköpfe für 5 Minuten.
- 4) Die Ladezeit beträgt ca. 120 Minuten; das Gerät hat eine Betriebszeit von ca. 50 Minuten.

2. Inbetriebnahme und Abschaltung

Einschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät im ausgeschalteten Zustand einzuschalten. Die Tonanzeige piept "D, D", wenn das Gerät ein- und ausgeschaltet wird.

3. Modi

Drücken Sie im Startmodus kurz auf die Taste, um zwischen den Modi Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 4 und Modus 5 zu wechseln. Der Summer ertönt "D" und die Farbe der Anzeige-LED ändert sich.


Modus 1: RF-Behandlung (Stufe 1), die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich grün.

Modus 2: RF-Behandlung (Stufe 2), die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich blau.


Modus 3: EMS-Behandlung (Stufe 1), die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich grün.

Modus 4: EMS-Behandlung (Stufe 2), die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich blau.


Modus 5: HF- und EMS-Behandlung (die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn automatisch zwischen HF- und EMS-Therapie umgeschaltet wird).




(Modus 1)




(Modus 2)



(Modus 3)



(Modus 4)



(Modus 5)

Temperatursensor

Die Behandlungsköpfe sind mit einem präzisen NTC-Temperatursensor ausgestattet.

Wenn die RF-Behandlung beginnt, erkennt der Sensor die Hauttemperatur. Wenn die Temperatur unter 42°C liegt, wird die RF-Behandlung gestartet. Wenn sie über 42°C liegt, wird die RF-Behandlung beendet.

Erinnerung an schwache Batterie

Wenn die Batterie des Geräts zu schwach ist, ertönt der Summer "D" alle 5 Sekunden.

Automatische Zeitmessung

Die automatische Zeitmessfunktion stellt den Timer auf 6 Minuten ein. Nach dieser Zeit funktioniert das Produkt nicht mehr und muss neu gestartet werden, um es weiter zu verwenden.

Sicherheit

Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Befolgen Sie stets alle Warnhinweise und Empfehlungen. Bitte beachten Sie alle folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das B-Lumix PRO Produkt verwenden.

Warnungen und Empfehlungen

Die B-Lumix PRO sollte auf die richtige Art und Weise verwendet werden, entsprechend den in diesem Handbuch angegebenen Regeln. Bitte beachten Sie alle folgenden Warnhinweise und Empfehlungen, um das Gerät sicher zu verwenden:

1. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Waschbecken oder einer Badewanne.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, sobald es eingesteckt ist.
4. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzteil vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist oder das Gerät zerlegt wurde.
5. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil.
6. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände völlig trocken sind, wenn Sie das Gerät anfassen.
8. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung und Wartung aus.

9. Verwenden Sie während der Behandlung ein Gel/Serum (oder ein anderes gleitfähiges Kosmetikum), um eine angemessene Gleitfähigkeit während des Eingriffs, eine gute Leitfähigkeit der RF/EMS und eine bessere Hydratation der Haut zu gewährleisten.

Règles de sécurité

1. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
2. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, autour des yeux, dans la zone de la thyroïde, sur les lèvres, dans les oreilles, sur les seins ou dans la zone génitale.
3. Les sensations ressenties lors de l'utilisation de l'appareil doivent être agréables et plaisantes. Si vous ressentez une quelconque gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN EINE DER FOLGENDEN SITUATIONEN AUF SIE ZUTRIFFT:

1. Sie sind eine Person unter 18 Jahren.
2. Sie haben einen Herzschrittmacher oder einen internen Defibrillator.
3. Sie haben Metallimplantate im Behandlungsbereich, wie z.B. Goldfäden. Dies gilt nicht für Zahnfüllungen oder -implantate, die kein Problem darstellen.
4. Sie haben derzeit Krebs oder hatten in der Vergangenheit Krebs, insbesondere Hautkrebs oder präkanzeröse Anzeichen.
5. Sie haben schwerwiegende Begleiterkrankungen wie z.B. Herzprobleme.
6. Sie sind schwanger oder stillen.
7. Sie haben ein geschwächtes Immunsystem aufgrund einer immunsuppressiven Krankheit wie AIDS oder Sie nehmen immunsuppressive Medikamente ein.
8. Sie haben eine durch Hitze simulierte Krankheit, wie z.B. rezidivierenden Herpes (im Behandlungsbereich).
9. Sie haben eine Vorgeschichte mit Narbenbildung, abnormaler Wundheilung oder haben empfindliche Haut. Sie hatten innerhalb der letzten drei Monate einen chirurgischen Eingriff, eine Laserbehandlung oder ein chemisches Tiefenpeeling im Behandlungsbereich und befinden sich noch im Heilungsprozess.
10. Sie haben dauerhafte Füllungen in dem behandelten Bereich.
11. Wenn Sie vorübergehend Hautfüller im Behandlungsbereich haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
12. Im behandelten Bereich wurde innerhalb der letzten drei Monate Botox verabreicht.
13. Sie haben verdächtige Läsionen in dem zu behandelnden Bereich.
14. Sie nehmen derzeit Medikamente, pflanzliche Präparate, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel ein, die eine erhöhte Empfindlichkeit oder Trockenheit der Haut verursachen können.

Spécifications techniques - B-Lumix PRO

Taille	56x187x45,8 mm
Poids	Environ 154 g
Puissance nominale	Environ 10W
Tension nominale	5V DC
Courant nominal	Environ 2A
Minuterie	6 min.
Mode de fonctionnement	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
Batterie	Batterie lithium-polymère 7,4V ; 600mAh

Introduction – un pas vers une peau ferme, radieuse et rajeunie

Un certain nombre de facteurs influencent le processus de perte de fermeté de la peau : les rayons UV, les gènes, le mode de vie, la gravité, la perte de graisse ou les hormones. La principale cause des rides est la perte de collagène et d'élastine, dont les fibres forment l'échafaudage de la peau. Le collagène confère à votre peau une tension, une élasticité et une souplesse adéquates. Avec l'âge, la continuité des processus de renouvellement cellulaire dans la peau s'affaiblit également. En conséquence, la peau devient flasque, perd son niveau d'hydratation et son bon état.

Si votre peau manque de vitalité et subit le passage du temps avec des signes de vieillissement plus ou moins visibles, B-Lumix PRO est la réponse parfaite à vos problèmes. Le rajeunissement de la peau au moyen d'ondes radio (RF) et de courants EMS est le meilleur lifting non chirurgical pour votre peau. Régénération complète de la peau, amélioration radicale de la vitalité, de la fermeté et de l'aspect jeune à la fois !


Mode de fonctionnement

L'appareil B-Lumix PRO utilise la puissance thermique combinée aux microcourants EMS afin de stimuler au maximum la production de collagène pour un rajeunissement intensif de la peau du visage.

1. La tête d'énergie recouverte d'or de 24 carats
2. L'épiderme
3. Le derme
4. La puissance thermique de B-Lumix PRO se concentre en profondeur dans le derme.
5. La chaleur pénètre dans les couches profondes de la peau
6. Le tissu sous-cutané
7. Le système neuromusculaire superficiel

Les ondes radio (RF)

La radiofréquence (RF) est une technologie éprouvée utilisée dans les secteurs médical et cosmétique. À une température contrôlée avec précision, une impulsion magnétique agit directement sur les cellules, générant de l'énergie thermique. Lorsque les fibres de collagène sont surchauffées, elles se contractent, ce qui produit un effet immédiat de raffermissment de la peau. En même temps, la radiofréquence active la production de collagène. Les résultats sont visibles peu après le traitement : lifting de l'ovale du visage, raffermissment de la peau, atténuation des rides. Une série de traitements (2 à 3 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines) donne l'effet d'une tension à long terme des structures cutanées, élimine les rides, réduit les "poches" sous les yeux, redonne au visage sa jeunesse.



Massage liftant du visage à l'aide de courants EMS (anti-âge)

Ce type de massage raffermi rapidement le visage et redonne de l'élasticité à la peau. Il lisse les rides (effet de repassage de la peau), améliore efficacement le contour du visage et réduit les pores dilatés. Les microcourants EMS stimulent l'activité des cellules de la peau, grâce à quoi une régénération intensive a lieu même dans les couches profondes de la peau. Le massage avec EMS stimule la microcirculation sanguine, ce qui se traduit par une réduction des décolorations, une amélioration du tonus de la peau et le maintien d'une bonne hydratation. La peau est nourrie, oxygénée et pleine de vitalité.

Tête d'énergie recouverte d'or 24 carats


Afin d'obtenir les meilleurs effets de lifting non chirurgical possibles, la tête de l'appareil a été recouverte d'or 24 carats. L'or micronisé renforce la stimulation du collagène, facilitant l'obtention rapide d'effets thérapeutiques durables. L'or dans sa forme pure a un effet antibactérien - il apaise les irritations et les inflammations. La tête énergétique est une solution technologique moderne grâce à laquelle les traitements sont efficaces et en même temps totalement indolores.

Spécifications du B-Lumix PRO

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur de fonction RF
3. Indicateur de fonction EMS
4. Base de chargement

Kit B-Lumix PRO se compose des éléments suivants:

5. Produit
6. Pochette en satin
7. Câble USB
8. Instructions d'utilisation



Soins de la peau - les principes du traitement

Pour prendre soin de votre peau avec B-Lumix PRO:

1. Lavez le visage.
2. Appliquez une quantité appropriée de gel/sérum ou autre produit glissant sur la zone à utiliser (visage ou cou).
3. Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pour le mettre en marche.
4. Choisissez un mode convenable.

Important ! Lors de la première séance de traitement, il est recommandé de régler une puissance faible, puis d'ajuster le niveau de puissance en fonction de la tolérance de la peau aux traitements suivants.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test de sensibilité cutanée. Le test doit être effectué 24 heures avant la première utilisation de B-Lumix PRO. Pour le faire, appliquez une petite quantité de gel/sérum (ou autre cosmétique à la consistance glissante) sur la partie interne du bras et effectuez le traitement B-Lumix PRO sur cette zone.

Assurez-vous que votre peau ne réagit pas négativement au gel/sérum (le produit cosmétique que vous avez utilisé) ou au traitement.

- Divisez votre visage en 4 zones de traitement :
 - La joue droite
 - La joue gauche
 - Le front
 - Le coin externe de l'œil
- Placez l'appareil sur la peau, n'oubliez pas d'appuyer légèrement sur l'appareil pour assurer un contact total de la tête énergétique avec la peau.
- Commencez à déplacer l'appareil par de très petits mouvements circulaires sur une petite partie de la zone à traiter (environ deux fois la taille de la tête de traitement). L'énergie de l'appareil sera libérée en profondeur dans la peau, apportant confort et chaleur à la peau.
Remarque importante : n'oubliez pas de déplacer l'appareil lentement sur la peau à tout moment pour garantir une énergie adéquate et uniforme de la zone de traitement. Ne tenez pas l'appareil dans une position sans mouvement.
- Continuez à travailler sur toute la zone de traitement par un mouvement circulaire lent pendant 2 à 4 minutes. Veillez à maintenir une énergie uniforme en massant toute la zone de traitement.
Remarque : vous pouvez renforcer l'effet du traitement en effectuant des mouvements de "lifting" de la mâchoire vers le haut, en direction des joues.
- Une fois le traitement de 2 à 4 minutes terminé, vous pouvez passer à la zone de traitement suivante en répétant les étapes 6 à 8.
Passez en mode RF + EMS (voir la section "Modes" du manuel). Il est recommandé de commencer avec un niveau de puissance faible.

Important : utilisez le mode RF + EMS UNIQUEMENT dans la zone de la mâchoire. N'utilisez pas le mode RF + EMS pour d'autres zones du visage.



- Commencez à déplacer l'appareil en effectuant de très petits mouvements linéaires le long de la mâchoire.
- Pour des résultats optimaux, utilisez l'appareil pendant 4 minutes de chaque côté. Après avoir massé toute la zone de traitement, la séance de traitement est terminée. L'effet naturel du traitement peut être une rougeur de la peau (érythème) et un léger gonflement (enflure) de la zone traitée. Les deux devraient disparaître au bout de peu de temps.

12. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
13. Si nécessaire, vous pouvez appliquer une crème hydratante.
14. Nettoyez le bloc-moteur de l'appareil à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette en papier humide, puis placez l'appareil sur une base de protection afin de protéger le bloc-moteur avant la prochaine utilisation.

Avertissement : ne pas immerger le B-Lumix PRO dans l'eau.

Mécanisme de sécurité

Le mécanisme d'optimisation automatique de la température de l'appareil protège la peau contre la surchauffe.

Recommandations de traitement

Les directives thérapeutiques suivantes sont recommandées lors de l'utilisation du B-Lumix PRO :

- Un traitement complet du visage prend 8 à 12 minutes. Pour réduire la durée du traitement, concentrez-vous uniquement sur les zones sélectionnées que vous souhaitez traiter. La durée de la thérapie varie selon les personnes.
- Pour des résultats optimaux, utilisez le B-Lumix PRO 2 à 3 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines.
- Prévoyez une pause d'au moins un jour entre deux traitements sur la même zone de traitement.
- Pour maintenir des résultats durables, nous recommandons d'utiliser B-Lumix PRO 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins après un traitement complet.

Comment utiliser l'appareil

1. Chargement

- 1) La première fois que vous utilisez l'appareil, chargez-le de manière à ce que la batterie soit complètement chargée (si l'appareil est complètement chargé, il n'est pas nécessaire de le charger).
- 2) Placez l'appareil sur la base de chargement pendant la charge, puis insérez le connecteur USB dans la prise du chargeur et connectez-le à une source d'alimentation domestique générale. L'indicateur LED s'allume en rouge pendant la charge et la lumière rouge s'éteint lorsque la charge est complète.
- 3) Pendant le processus de chargement, la lampe de 415 nm désinfecte les têtes de traitement pendant 5 minutes.
- 4) Le temps de charge est d'environ 120 minutes et l'appareil a une autonomie d'environ 50 minutes.

2. Mise en marche et arrêt

Mise en marche : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil sous tension à l'état éteint. L'indicateur sonore émet un bip "D, D" lorsque l'appareil est mis sous tension et hors tension.

3. Modes

En mode de mise en marche, appuyez brièvement sur le bouton pour passer du mode 1, au mode 2, au mode 3, au mode 4, au mode 5, le buzzer émet un son "D" et la couleur du voyant lumineux change.


Mode 1 : traitement par radiofréquence (niveau 1), l'indicateur LED est allumé en vert de manière continue.

Mode 2 : traitement par radiofréquence (niveau 2), l'indicateur LED est allumé en bleu de manière continue.


Mode 3 : traitement EMS (niveau 1), l'indicateur LED est allumé en vert de manière continue.

Mode 4 : traitement EMS (niveau 2), l'indicateur LED est allumé en bleu de manière continue


Mode 5 : traitement par RF et EMS (l'indicateur LED est allumé en bleu de manière continue lors de la commutation automatique entre la thérapie RF et EMS).




(Mode 1)




(Mode 2)




(Mode 3)



(Mode 4)



(Mode 5)



Capteur de température

Les têtes de traitement sont équipées d'un capteur de température NTC de précision.

Lorsque le traitement par radiofréquence commence, le capteur détecte la température de la peau. Si la température est inférieure à 42°C, le traitement par radiofréquence commence. Si elle est supérieure à 42°C, le traitement par radiofréquence s'arrête.

Rappel de batterie faible

Lorsque la batterie de l'appareil est trop faible, le buzzer émet un "D" toutes les 5 secondes.

Mesure automatique du temps

La fonction de chronométrage automatique règle la minuterie sur 6 minutes. Après ce temps, l'appareil cesse de fonctionner et doit être remis en marche pour continuer son utilisation.

Sécurité

Lisez attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Suivez toujours tous les avertissements et recommandations. Veuillez respecter toutes les précautions suivantes lors de l'utilisation du produit B-Lumix PRO.

Avertissements et recommandations

L'appareil B-Lumix PRO doit être utilisé de manière correcte, selon les règles données dans ce manuel. Veuillez respecter tous les avertissements et recommandations suivants pour utiliser l'appareil en toute sécurité:

1. Ne placez pas ou ne stockez pas l'appareil près d'une source d'eau telle qu'un évier ou une baignoire.
2. Ne pas immerger l'appareil sous l'eau.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance une fois qu'il a été branché.
4. Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil et son alimentation ne présentent pas de dommages visibles. N'utilisez pas l'appareil si le câble électrique est endommagé ou si l'appareil est démonté.
5. N'utilisez l'appareil qu'avec le câble électrique et le bloc d'alimentation fournis.
6. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
7. Assurez-vous que vos mains sont complètement sèches lorsque vous manipulez l'appareil.
8. Éteignez l'appareil après l'utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.

9. Utilisez un gel/sérum (ou tout autre produit cosmétique glissant) pendant le traitement pour assurer une bonne glisse pendant la procédure, une bonne conductivité des RF/EMS et une meilleure hydratation de la peau.

Règles de sécurité

1. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
2. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, autour des yeux, dans la zone de la thyroïde, sur les lèvres, dans les oreilles, sur les seins ou dans la zone génitale.
3. Les sensations ressenties lors de l'utilisation de l'appareil doivent être agréables et plaisantes. Si vous ressentez une quelconque gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES S'APPLIQUE À VOUS:

1. Vous êtes une personne âgée de moins de 18 ans.
2. Vous avez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne.
3. Vous avez des implants métalliques dans la zone de traitement, comme des fils d'or. Cela ne s'applique pas aux plombages ou aux implants dentaires, qui ne posent pas de problème.
4. Vous avez actuellement un cancer ou avez eu un cancer dans le passé, en particulier un cancer de la peau ou des naevus précancéreux.
5. Vous avez des comorbidités graves, comme des troubles cardiaques.
6. Vous êtes enceinte ou vous allaitez.
7. Vous avez un système immunitaire déficient en raison d'une maladie immunosuppressive telle que le SIDA, ou vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
8. Vous souffrez d'une maladie simulée par la chaleur telle que, mais sans s'y limiter, un zona récurrent (dans la zone de traitement).
9. Vous avez des antécédents de cicatrices, une cicatrisation anormale ou une peau délicate. Vous avez subi une intervention chirurgicale, un traitement au laser ou un peeling chimique profond dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois et vous êtes encore en plein processus de guérison.
10. Vous avez des obturations permanentes dans la zone traitée.
11. Si vous avez des produits de comblement dermique temporaires dans la zone de traitement, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
12. Du Botox a été administré dans la zone traitée au cours des trois derniers mois.
13. Vous avez des lésions suspectes dans la zone à traiter.
14. Vous prenez actuellement des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des compléments alimentaires susceptibles de provoquer une sensibilité ou une sécheresse accrue de la peau.

Технические характеристики - Устройство В—Lumix PRO

Размер	56x187x45,8 мм
Вес	Около 154 г
Номинальная мощность	Около 10Вт
Номинальное напряжение	DC 5В
Номинальный ток	Около 2А
Часы	6 мин.
Режим работы	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µА
Аккумулятор	Полимерная литиевая батарея 7.4 В; 600мАч

Введение - один шаг к упругой, сияющей и омоложенной коже

На процесс потери упругости кожи влияет ряд факторов: УФ-излучение, гены, образ жизни, гравитация, потеря жира или гормоны. В первую очередь за образование морщин отвечает потеря коллагена и эластина, волокна которых образуют каркас для кожи. Коллаген придает коже достаточный тонус, упругость и эластичность. С возрастом преемственность процессов клеточного обновления в коже также ослабевает. В результате кожа провисает, теряет надлежащий уровень увлажнения и ее состояние ухудшается.

Если ваша кожа лишена жизненной силы, поддается воздействию времени, демонстрируя более или менее заметные признаки старения, - устройство В—Lumix PRO обеспечит идеальный ответ на Ваши проблемы. Омоложение кожи с использованием радиоволн (RF) и токов EMS - лучший нехирургический лифтинг для Вашей кожи. Комплексная регенерация кожи, радикальное улучшение жизненной силы, упругости и молодости в одном!


Способ действия

Благодаря тепловой мощности в сочетании с действием микротоков EMS Устройство В—Lumix PRO максимально стимулирует выработку коллагена для интенсивного омоложения кожи лица.

1. Энергетическая головка, покрытая 24-каратным золотом
2. Эпидермис
3. Дерма
4. Термическая мощность В-Lumix PRO сосредоточена глубоко в дерме
5. Тепло, проникающее в более глубокие слои кожи
6. Подкожная клетчатка
7. аПоверхностная нервно-мышечная система

Радиоволны (RF)

Радиочастоты (RF) - это проверенная технология, используемая в медицинской и косметической промышленности. Магнитный импульс воздействует непосредственно на клетки при строго контролируемой температуре, производя тепловую энергию. После прогревания коллагеновых волокон они сжимаются, что дает мгновенный эффект натяжения кожи. В то же время радиочастота активизирует выработку коллагена. Результаты видны уже вскоре после процедуры: поднятие овала лица, подтяжка кожи, удаление морщин. Серия процедур (2-3 раза в неделю в течение 6-8 недель) дает эффект длительного натяжения кожных структур, снимает морщины, уменьшает «мешки» под глазами, восстанавливает юношеские черты лица.



Массаж лица Лифтинг с использованием токов EMS (антивозрастной)

Массаж этого типа быстро укрепляет лицо и восстанавливает эластичность кожи. Разглаживает морщины (эффект глажения кожи), эффективно улучшает контур лица, а также уменьшает расширенные поры. Микротоки EMS стимулируют активность клеток кожи, так что даже на глубоких уровнях кожи происходит ее интенсивная регенерация. Массаж с помощью EMS стимулирует микроциркуляцию крови, что приводит к уменьшению гиперпигментации, улучшению тонаса лица и поддержанию надлежащего увлажнения. Кожа питается, насыщена кислородом и полна жизненных сил.

Энергетическая головка, покрытая 24-каратным золотом


Для достижения наилучшего из возможных нехирургических эффектов лифтинга головка устройства покрыта 24-каратным золотом. Микронизированное золото усиливает стимуляцию коллагена, способствуя быстрому достижению устойчивых эффектов терапии. Золото в чистом виде оказывает антибактериальное действие - снимает раздражение и воспаление. Энергетическая головка - это современное технологическое решение, благодаря которому терапия эффективна и в то же время абсолютно безболезненна

Спецификация устройства B-Lumix PRO

1. Кнопка питания
2. Индикатор функции RF
3. Индикатор функции EMS
4. Зарядная база

Комплект B-Lumix PRO состоит из следующих компонентов:

5. Продукт
6. Атласная сумочка
7. USB кабель
8. Инструкция по обслуживанию



Уход за кожей – правила проведения процедуры

Для ухода за кожей с помощью B-Lumix PRO:

1. Вымойте лицо.
2. Нанесите необходимое количество геля / сыворотки или другого косметического средства со скользкой текстурой на участок, предназначенный для использования (лицо или шея).
3. Нажмите и удерживайте кнопку устройства, чтобы запустить его.
4. Выберите удобный режим.


Важно: Во время первого сеанса рекомендуется установить низкую мощность, а затем отрегулировать уровень мощности до терпимости кожи к последующим процедурам.

Перед первым использованием устройства рекомендуется провести тест на чувствительность кожи. Тест необходимо выполнить за 24 часа до первого использования В-Lumix PRO. Для этого нанесите небольшое количество геля / сыворотки (или другого косметического средства со скользкой консистенцией) на внутреннюю часть руки и выполните процедуру В-Lumix PRO на этом участке.

Убедитесь, что кожа не реагирует отрицательно на гель / сыворотку (косметику, которую вы использовали) или на процедуру.

- Разделите лицо на 4 процедурные зоны:
 - Правая щека
 - Левая щека
 - Лоб
 - Внешний угол глаз
- Поместите устройство на кожу, слегка надавливая на него, чтобы обеспечить полный контакт энергетической головки с кожей.
- Начните перемещать устройство очень маленькими круговыми движениями по небольшом участке обработки (примерно в два раза больше процедурной головки). Энергия устройства будет переходить глубоко в кожу, обеспечивая коже комфорт и тепло.
Важное примечание: постоянно медленно перемещайте устройство по коже, чтобы обеспечить достаточную равномерную энергию зоны обработки. Не держите устройство в одном положении без движения.
- Продолжайте работать по всей поверхности процедуры медленным круговым движением в течение 2-4 минут. Позаботьтесь о равномерном распределении энергии, массируя весь участок процедуры.
Примечание: эффект от процедуры можно усилить, сделав «поднимающие» движения от линии нижней челюсти вверх к щекам.
- После 2-4 минут процедуры можете перейти к следующему участку процедуры, повторив шаги 6-8. Переключитесь в режим RF + EMS (см. инструкцию «Режимы»). Рекомендуется начинать с низкого уровня мощности.

Важно: используйте режим RF + EMS только в области челюсти. Не используйте режим RF + EMS для других участков лица.



- Начните перемещать устройство, делая очень маленькие линейные движения вдоль линии нижней челюсти.
- Для достижения оптимальных результатов используйте устройство в течение 4 минут с каждой стороны. После массажа всего участка процедуры сеанс завершен. Естественным эффектом процедуры может быть покраснение кожи (эритема) и небольшой отек (опухание) участка процедуры. Через короткое время они должны исчезнуть.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

13. При необходимости можете нанести увлажняющий крем.
14. Очистите энергетическую головку устройства влажной тканью или бумажным полотенцем, а затем поместите устройство на защитную основу, чтобы защитить энергетическую головку до следующего использования.

Предупреждение: не погружайте устройство B-Lumix PRO под воду.

Механизм безопасности

Автоматический механизм оптимизации температуры в устройстве защищает кожу от перегрева.

Рекомендации по терапии

При использовании B-Lumix PRO рекомендуются следующие рекомендации по терапии:

- Процедура для всего лица длится 8-12 минут. Чтобы сократить время процедуры, сосредоточьтесь только на выбранных участках, которые желаете обработать. Время терапии варьируется для каждого человека.
- Для достижения оптимальных результатов используйте B-Lumix PRO 2-3 раза в неделю в течение 6-8 недель.
Необходимо обеспечить хотя бы один день перерыва между процедурами в одной и той же процедурной зоне.
- Для поддержания долгосрочных эффектов, после завершения полной процедуры мы рекомендуем использовать B-Lumix PRO 2-4 раза в месяц или по мере необходимости.

Как использовать устройство

1. Зарядка

- 1) Зарядите устройство при первом использовании, чтобы аккумулятор был полностью заряжен (если устройство полностью заряжено, нет необходимости в зарядке).
- 2) Во время зарядки поместите устройство на зарядную базу, затем вставьте разъем USB в разъем зарядного устройства и подключите его к общему домашнему источнику питания. Светодиодный индикатор будет гореть красным при зарядке, а красный свет погаснет при полной зарядке.
- 3) Во время процесса зарядки лампа с длиной волны 415 Нм дезинфицирует обрабатываемые головки в течение 5 минут.
- 4) Время зарядки составляет около 120 минут, а время работы устройства - около 50 минут.

2. Запуск и выключение

Запуск: нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить питание в выключенном состоянии. Звуковой индикатор будет издавать звук «Д, Д» при включении и выключении питания.

3. Режимы

В режиме запуска коротко нажмите кнопку, чтобы переключить последовательные режимы из режим 1, Режим 2, Режим 3, Режим 4, Режим 5, зуммер будет издавать звук «Д», и цвет светодиодного индикатора изменится.


Режим 1: процедура RF (уровень 1), светодиодный индикатор будет постоянно светиться зеленым светом.

Режим 2: процедура RF (Уровень 2), светодиодный индикатор будет светиться непрерывным синим светом.


Режим 3: процедура EMS (уровень 1), светодиодный индикатор будет постоянно светиться зеленым светом.

Режим 4: процедура EMS (уровень 2), светодиодный индикатор будет постоянно светиться зеленым светом.


Режим 5: процедура RF и EMS (светодиодный индикатор будет светиться постоянным синим светом при автоматическом переключении между терапией RF и EMS).




(Режим 1)



(Режим 2)




(Режим 3)



(Режим 4)



(Режим 5)



Датчик температуры

Обрабатываемые головки оснащены высокоточным датчиком температуры NTC. После начала процедуры RF датчик измерит температуру кожи, если температура ниже 42°C, начнется процедура RF. Если температура выше 42°C, процедура RF будет прекращена.

Напоминание о низком заряде батареи

Когда батарея устройства слишком слаба, зуммер будет подавать сигнал «Д» каждые 5 секунд.

Автоматическое измерение времени

Функция автоматического хронометража устанавливает время на 6 минут. По истечении этого времени продукт перестает работать, чтобы продолжить его использование, его необходимо перезапустить.

Безопасность

Перед использованием продукта внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации полностью. Всегда соблюдайте все предупреждения и рекомендации. При использовании продукта B-Lumix PRO соблюдайте все следующие меры предосторожности.

Предупреждения и рекомендации

Устройство B-Lumix PRO должно использоваться надлежащим образом в соответствии с правилами, изложенными в данной инструкции. Для безопасного использования устройства соблюдайте все приведенные ниже предупреждения и рекомендации:

1. Не размещайте и не храните устройство вблизи источников воды, таких как раковина или ванна.
2. Не погружайте прибор под воду.
3. Не оставляйте устройство без присмотра после подключения к электросети.
4. Перед использованием убедитесь, что устройство и его блок питания не имеют видимых повреждений. Не используйте устройство, если электрический провод поврежден или если устройство разобрано.
5. Используйте устройство только с прилагаемым электрическим проводом и блоком питания.
6. Храните устройство в недоступном для детей месте.
7. При работе с устройством убедитесь, что руки полностью сухие.
8. Выключите устройство после использования или перед очисткой и обслуживанием.

9. При проведении процедуры используйте гель/сыворотку (или другую косметику с скользкой текстурой), чтобы обеспечить достаточное скольжение во время процедуры, хорошую проводимость RF / EMS и лучшее увлажнение кожи.

Правила безопасности

1. Используйте устройство только по назначению, описанному в данном руководстве.
2. Не используйте устройство на веках, вокруг глаз, вокруг щитовидной железы, на губах, в ушах, груди или вокруг половых органов.
3. Ощущения при использовании устройства должны быть хорошими и приятными. Если Вы чувствуете боль или дискомфорт, немедленно прекратите использование устройства.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ВАМ:

1. Вы моложе 18 лет.
2. У вас установлен кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор.
3. Наличие металлических имплантатов на участке процедуры, таких как золотые нити, например. Это не относится к зубным пломба или имплантам, которые не являются проблемой.
4. В настоящее время у вас рак, или рак был в прошлом, особенно рак кожи или предраковые родинки.
5. У вас серьезные сопутствующие заболевания, такие как сердечные нарушения.
6. Вы беременны или кормите грудью.
7. У вас нарушена иммунная система из-за иммунодепрессивного заболевания, такого как СПИД, или вы используете иммунодепрессанты.
8. У вас есть какое-либо заболевание, имитируемое теплом, например, рецидивирующий герпес (на участке процедуры), среди других.
9. В прошлом у вас были келоиды, аномальное заживление ран или у вас нежная кожа. В течение последних трех месяцев на участке процедуры проводилась операция, лазерная процедура или глубокий химический пилинг, и вы все еще находитесь в процессе полного заживления.
10. У вас есть постоянные наполнители на участке процедуры.
11. Если на участке процедуры есть временные кожные наполнители, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
12. В течение последних трех месяцев на участке процедуры, вводили ботокс.
13. У вас подозрительные изменения на участке процедуры.
14. В настоящее время используете лекарства, травяные препараты, витамины или пищевые добавки, которые могут вызвать повышенную чувствительность или сухость кожи.

البيانات الفنية - جهاز B-Lumix PRO

الأبعاد	56x187x45,8 سم
الوزن	حوالي 154 جرام
الاستطاعة	حوالي 10 واط
الجهد	تيار مستمر 5 فولت
التيار	حوالي 2 أمبير
الموقت	6 دقائق
وضع التشغيل	RF (1000 KHz) / EMS 5-9µA
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر 7.4 فولت؛ 600 مللي أمبير


مقدمة - خطوة واحدة لبشرة مشدودة ومتألقة ومتجددة

تتأثر عملية فقدان تماسك البشرة بعدد من العوامل: الأشعة فوق البنفسجية والجنينات ونمط الحياة والجاذبية وفقدان الدهون والهرمونات. يعتبر فقدان الكولاجين والإيلاستين، اللذين تشكل أليافهما دعامة للجلد، هو المسؤول الأول عن تكوين التجاعيد. يوفر الكولاجين لبشرتك الشد والمرونة والنضارة المناسبة. مع تقدم العمر، تضعف أيضا استمرارية عمليات تجديد الخلايا في الجلد. نتيجة لذلك، يرتخي الجلد ويفقد المستوى المناسب من الترطيب وحالته الجيدة.

إذا كانت بشرتك فائقة للحيوية، فهي تستسلم لمرور الوقت وتظهر عليها علامات الشيخوخة بشكل أكثر أو أقل وضوحا. إن جهاز B-Lumix PRO هو الحل الأمثل لمشاكلك. إن تجديد شباب الجلد باستخدام موجات الراديو (RF) والتيارات EMS هو أفضل علاج غير جراحي لشد بشرة الوجه. تجديد شامل للبشرة، وتحسين جذري للحيوية، والنضارة والمظهر الشبابي في أن واحد!

طريقة العمل

يعمل جهاز B-Lumix PRO، من خلال قوته الحرارية إلى جانب عمل التيارات الدقيقة SME، على تحفيز إنتاج الكولاجين إلى الحد الأقصى من أجل تجديد بشرة الوجه بشكل مكثف.



1. رأس كهربائي مغطى بذهب عيار 42 قيراط
2. البشرة
3. الأدمة
4. الاستطاعة الحرارية B-Lumix PRO مركزة بعمق على الأدمة
5. الحرارة التي تمر إلى الطبقات العميقة من الجلد
6. النسيج تحت الجلد
7. الجهاز العصبي العضلي السطحي

موجات الراديو (RF)

الترددات الراديوية (RF) هي تقنية موثوقة تستخدم في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل. تحت درجة حرارة يتم التحكم فيها بدقة، يعمل النبض المغناطيسي مباشرة على الخلايا، ويولد طاقة حرارية. نتيجة لارتفاع درجة حرارة ألياف الكولاجين، فإنها تنقلص، مما يعطي التأثير الفوري لشد الجلد. في الوقت نفسه، يعمل التردد اللاسلكي على تنشيط إنتاج الكولاجين. تظهر النتائج بعد فترة وجيزة من العلاج: شد الوجه، وشد الجلد، وتقليل التجاعيد. سلسلة العلاجات (2-3 مرات في الأسبوع لمدة 6-8 أسابيع) تعطي تأثير شد طويل الأمد لهيكل الجلد، وتزيل التجاعيد، وتقلل من "الانتفاخات" تحت العينين، وتعيد الشباب لملامح الوجه.

تدليك شد الوجه باستخدام تيارات EMS (مكافحة الشيخوخة)

هذا النوع من التدليك يشد الوجه بسرعة ويعيد مرونة الجلد. ينعم التجاعيد (تأثير كي الجلد)، ويحسن بشكل فعال محيط الوجه، ويقلل أيضا من توسع المسام. تحفز التيارات الدقيقة EMS نشاط خلايا الجلد، والتي بفضلها تتجدد بشكل مكثف حتى في المستويات العميقة من الجلد. يحفز التدليك باستخدام تيارات EMS دوران الأوعية الدقيقة في الدم، والذي يترجم إلى تقليل تغير اللون وتحسين لون البشرة والحفاظ على الترطيب المناسب. تصبح البشرة مغذية ومزودة بالأكسجين وملينة بالحيوية.

رأس للطاقة مغطى بذهب عيار 24 قيراط


من أجل تحقيق أفضل تأثيرات الشد غير الجراحي، تمت تغطية رأس الجهاز بذهب عيار 24 قيراط. يعزز الذهب الميكروني من تحفيز الكولاجين، مما يجعل من السهل تحقيق تأثيرات دائمة للعلاج بسرعة. الذهب الخالص له خصائص مضادة للبكتيريا - فهو يهدئ التهيج والالتهابات. يعتبر رأس الطاقة حلاً تقنيا حديثاً، وبفضله تكون العلاجات فعالة وفي نفس الوقت غير مؤلمة تماماً.

خصائص جهاز B-Lumix PRO

1. زر الطاقة
2. مؤشر وظيفة التردد الراديوي RF
3. مؤشر وظيفة EMS
4. قاعدة الشحن

تتكون مجموعة B-Lumix PRO من العناصر التالية:

5. المنتج
6. حقيبة من الساتان
7. كبل USB
8. دليل المستخدم



العناية بالبشرة - مبادئ إجراء العلاج

للعناية بالبشرة باستخدام B-Lumix PRO:

1. اغسل وجهك.
2. ضع كمية مناسبة من الهلام / المصل أو مستحضرات التجميل الأخرى ذات القوام الزلق على المنطقة المراد استخدامها (الوجه أو الرقبة).
3. اضغط لفترة طويلة على زر الجهاز لبدء تشغيله.
4. حدد الوضع المناسب.

هام! خلال جلسة العلاج الأولى، يوصى بضبط الطاقة على مستوى منخفض، ثم ضبط مستوى الطاقة وفقاً لتحمل الجلد للعلاجات اللاحقة.

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، يوصى بإجراء اختبار حساسية الجلد. يجب إجراء الاختبار قبل 24 ساعة من أول استخدام لجهاز B-Lumix PRO. للقيام بذلك، ضع كمية صغيرة من الهلام / المصل (أو مستحضرات التجميل الأخرى ذات القوام الزلق) على الجزء الداخلي من ذراعك وعالج هذه المنطقة باستخدام B-Lumix PRO. تأكد من أن بشرتك لا تتفاعل سلباً مع الهلام / المصل (مستحضرات التجميل التي استخدمتها) أو العلاج.

5. قسّم الوجه إلى 4 مناطق معالجة:

• الخد الأيمن

• الخد الأيسر

• الجبين

• الزاوية الخارجية للعين

6. ضع الجهاز على الجلد، مع التأكد من الضغط برفق على الجهاز لضمان الاتصال الكامل لرأس الطاقة بالجلد.

7. ابدأ بتحريك الجهاز بحركات دائرية صغيرة جداً على جزء صغير من منطقة العلاج (ضعف حجم رأس العلاج تقريباً). سيتم إطلاق طاقة الجهاز في عمق الجلد، مما يوفر للبشرة الراحة والدفء.

ملاحظة مهمة: تذكر أن تحرك الجهاز ببطء فوق الجلد لضمان الطاقة الكافية والموحدة لمنطقة المعالجة. لا تمسك الجهاز في وضع واحد دون تحريكه.

8. استمر في العمل على المنطقة المعالجة بالكامل بحركة دائرية بطيئة لمدة 2-4 دقائق. احرص على الحفاظ على طاقة موحدة عن طريق تدليك منطقة العلاج بالكامل.

ملحوظة: يمكن تحسين تأثير العلاج عن طريق القيام بحركات "شد" من خط الفك إلى أعلى باتجاه الخدين. بعد اكتمال العلاج لمدة 2-4 دقائق، يمكنك الانتقال إلى منطقة العلاج التالية بتكرار الخطوات 6-8.

9. قم بالتبديل إلى وضع RF + EMS (راجع قسم "الأوضاع" في الدليل). يوصى بالبدء بمستوى طاقة منخفض.

هام: استخدم وضع RF + EMS

فقط في منطقة خط الفك. لا تستخدم

وضع RF + EMS لمنطقة

أخرى من الوجه.



مجال الاستخدام

10. ابدأ في تحريك الجهاز عن طريق إجراء حركات خطية صغيرة جداً على طول خط الفك.

11. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الجهاز لمدة 4 دقائق على كل جانب. بعد تدليك منطقة العلاج بالكامل، تكتمل جلسة العلاج. قد يكون التأثير الطبيعي للعلاج احمرار الجلد (حمامي) وانتفاخ طفيف (انتفاخ) في منطقة العلاج. كلاهما يجب أن يختفي بعد وقت قصير.

12. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز.

13. إذا لزم الأمر، يمكنك وضع كريم مرطب.

14. نظف رأس الطاقة بواسطة قطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية، ثم ضع الجهاز على القاعدة الواقية لتأمين رأس الطاقة للاستخدام التالي.

تحذير: لا تفجر جهاز B-Lumix PRO في الماء.

آلية الأمان

تعمل آلية تحسين درجة الحرارة التلقائية في الجهاز على حماية الجلد من الحرارة الزائدة.

توصيات خاصة بالعلاج

يوصى بإرشادات العلاج التالية عند استخدام جهاز B-Lumix PRO:

- يستغرق علاج الوجه بالكامل من 8 إلى 12 دقيقة. لتقصير وقت العلاج، ركز فقط على المناطق المختارة التي تريد علاجها. تختلف أوقات العلاج لكل شخص.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم B-Lumix PRO من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لمدة 6-8 أسابيع.
- يجب أن يكون هناك استراحة لمدة يوم واحد على الأقل بين العلاجات في نفس منطقة العلاج.
- من أجل الحفاظ على التأثيرات طويلة المدى، بعد الانتهاء من العلاج الكامل، نوصي باستخدام PRO B-Lumix من مرتين إلى 4 مرات في الشهر أو حسب الحاجة.

كيفية استخدام الجهاز

1. الشحن


- 1) عند الاستخدام لأول مرة، اشحن الجهاز بحيث تكون البطارية مشحونة بالكامل (إذا كان الجهاز مشحونا بالكامل، فلا داعي للشحن).
- 2) ضع الجهاز على قاعدة الشحن أثناء الشحن، ثم أدخل موصل USB في قابس الشاحن وقم بتوصيله بمصدر طاقة منزلي عام. سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الشحن، وسوف ينطفئ الضوء الأحمر عند الشحن الكامل.
- 3) أثناء عملية الشحن، يقوم مصباح الطول الموجي 315 نانومتر بتطهير رؤوس المعالجة لمدة 5 دقائق.
- 4) مدة الشحن حوالي 120 دقيقة ووقت تشغيل الجهاز حوالي 50 دقيقة.

2. بدء التشغيل وإيقاف التشغيل


- بدء التشغيل: اضغط مع الاستمرار على الزر لتشغيل الطاقة في حالة إيقاف التشغيل. سيصدر مؤشر الصوت صفيرا "D"، عند تشغيل الطاقة وإيقافها.

3. الأوضاع


- في وضع بدء التشغيل، اضغط لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين الأوضاع من الوضع 1، الوضع 2، الوضع 3، الوضع 4، الوضع 5، سيصدر صوت الجرس "D" وسيغير مؤشر LED لونه.
- الوضع 1: علاج RF (المستوى 1)، سيكون مؤشر LED بلون أخضر ثابت.
- الوضع 2: علاج EMS (المستوى 2)، سيكون مؤشر LED بلون أزرق ثابت.
- الوضع 3: علاج EMS (المستوى 1)، سيكون مؤشر LED بلون أخضر ثابت.
- الوضع 4: علاج EMS (المستوى 2)، سيكون مؤشر LED بلون أزرق ثابت.
- الوضع 5: علاج RF و EMS (سيكون مؤشر LED بلون أزرق ثابت عند التبديل التلقائي بين علاج RF و EMS).




(الوضع 1)




(الوضع 2)




(الوضع 3)



(الوضع 4)



(الوضع 5)



مستشعر درجة الحرارة

تم تجهيز رؤوس المعالجة بمستشعر دقيق لدرجة الحرارة NTC. بعد بدء العلاج بالترددات اللاسلكية، سيكتشف المستشعر درجة حرارة الجلد، وإذا كانت درجة الحرارة أقل من 24 درجة مئوية، فسيبدأ علاج الترددات اللاسلكية في العمل. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 24 درجة مئوية، فسيتم إيقاف العلاج بالترددات الراديوية.

تذكير بالمستوى المنخفض للبطارية

عندما تكون بطارية الجهاز منخفضة للغاية، سيصدر الجرس إشارة "D" كل 5 ثوان.

التوقيت التلقائي للزمن

تعمل وظيفة التوقيت التلقائي على ضبط الوقت على 6 دقائق. بعد هذا الوقت، يتوقف المنتج عن العمل ويجب إعادة تشغيله متابعة استخدامه.

الأمان

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل بعناية. اتبع دائما جميع التحذيرات والتعليمات. اتبع جميع الاحتياطات التالية أثناء استخدام B-Lumix PRO.

تحذيرات وتوصيات

يجب استخدام جهاز B-Lumix PRO بشكل صحيح، وفقا للقواعد الواردة في هذا الدليل. لاستخدام الجهاز بأمان، يرجى مراعاة جميع التحذيرات والاحتياطات التالية:

1. لا تضع الجهاز أو تخزنه بالقرب من مصادر المياه، مثل المغسلة أو حوض الاستحمام.
2. لا تغمر الجهاز تحت الماء.
3. بعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، لا تتركه دون رقابة.
4. قبل الاستخدام، تحقق من الجهاز ومصدر الطاقة الخاص به بحثا عن أي تلف مرئي. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الكابلات الكهربائية أو في حالة تفكك الجهاز.
5. استخدم الجهاز فقط مع سلك الطاقة ومحول الطاقة المرفقين.
6. يجب إبقاء الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال.
7. عند التعامل مع الجهاز، تأكد من جفاف يديك تماما.
8. قم بإيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام أو قبل التنظيف والصيانة.

9. أثناء العلاج، يجب استخدام هلام / مصل (أو مستحضرات تجميل أخرى ذات قوام لزق) من أجل ضمان انزلاق مناسب أثناء العلاج، وموصلية RF / EMS جيدة وترطيب أفضل للبشرة.

قوانين السلامة

1. استخدم الجهاز للعرض الموضح في هذا الدليل فقط.
2. لا تستخدم الجهاز على الجفون أو حول العينين أو حول الغدة الدرقية أو على الشفاه أو الأذنين أو الثديين أو حول الأعضاء التناسلية.
3. يجب أن يكون الشعور باستخدام الجهاز لطيفاً وممتعاً. إذا شعرت بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام الجهاز على الفور.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت أي من الحالات التالية تنطبق عليك:

1. أن تكون شخصاً بعمر أقل من 18 عاماً.
2. لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان الداخلي.
3. لديك غرسات معدنية في منطقة المعالجة، مثل الخيوط الذهبية على سبيل المثال. هذا لا ينطبق على حشوات أو زراعة الأسنان، والتي لا تمثل مشكلة.
4. إذا كنت مصاباً حالياً بالسرطان أو أصبت به في الماضي، خاصة سرطان الجلد أو الشامات ما قبل السرطانية.
5. لديك حالة طبية أساسية خطيرة مثل اضطراب في القلب.
6. كنت حاملاً أو مرضعة.
7. لديك جهاز مناعي ضعيف بسبب مرض مثبط للمناعة مثل الإيدز، أو تستخدم الأدوية المثبطة للمناعة.
8. لديك أي مرض بسبب محاكاة الحرارة مثل الهربس البسيط المتكرر (في منطقة العلاج)، وغيرها.
9. لديك تاريخ من الجذرات أو ضعف التئام الجروح أو حساسية الجلد. خضعت لعملية جراحية أو علاج بالليزر أو تقشير كيميائي عميق في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زلت في طور الشفاء التام.
10. لديك حشوات دائمة في المنطقة المعالجة.
11. في حالة وجود حشوات جلدية مؤقتة في منطقة العلاج، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.
12. تم حقن البوتوكس في المنطقة المعالجة في الأشهر الثلاثة الماضية.
13. لديك آفات شبيهة في المنطقة المعالجة.
14. تتناول حالياً أدوية أو مستحضرات عشبية أو فيتامينات أو مكملات غذائية قد تجعل بشرتك أكثر حساسية أو جافة.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlissene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز المصطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية والبatteries وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المعالجة أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخليط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلغ الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Beautifly Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Lumix PRO is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Lumix PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beautifly» заявляет, что устройство Beautifly B-Lumix PRO соответствует Директиве 2014/30/ЕС.

Français

Par la présente, Beautifly Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Lumix PRO est conforme à la directive 2014/30/EU.

Deutsche

Hiermit erklärt Beautifly Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Lumix PRO mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beautifly Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Lumix PRO cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي

بموجب هذا، فإن شركة Beautifly المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Lumix PRO متوافق مع

التوجيه 2014/30/EU

Importer

Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu. W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product. In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beautifly» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу e-mail: serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beautifly Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.

Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante : serwis@beautifly.eu

Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beautifly Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind.
3. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
5. Falls nur ein Teil des Produkts mangelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mangelbehafteten Teil.

Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
2. La garantía cubre el período a partir de la fecha de recepción del producto de Beautifly Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo.
3. La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
4. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
5. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto.

Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: serwis@beautifly.eu

ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة 24 شهرا.
 2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beautifly sp. z.o. o يعطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
 3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
 4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
 5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيبا ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج.
- للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني serwis@beautifly.eu.

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.