






beurer OT 20	 0483 Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, GERMANY
DEUTSCH	

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Basalthermometer ist ein Spezial-Digitalthermometer, bestimmt zur Messung der Basaltemperatur bei Frauen im gebärfähigen Alter. Die mit Hilfe des Messfühlers ermittelte Maximaltemperatur wird bis zur nächsten Messung gespeichert. Die Eintragung der Messdaten in die Ovy App ermöglicht die Vorhersage der fruchtbarsten und nicht fruchtbarsten Tage im Zyklus, sowie der Periode. Das Thermometer ist kein Verhütungsmittel.

Zeichenerklärung

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet

	Vorsicht
	Gebrauchsanweisung beachten
	Anwendungsteil Typ BF
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Verpackung umweltgerecht entsorgen.
	Fabrikant
	Geschützt gegen Fremdkörper ≥ 12,5 mm und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
	Chargenbezeichnung
	Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit
	Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.












beurer OT 20	 0483 Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, GERMANY
ENGLISH	

Intended use

The basal thermometer is a special digital thermometer designed to measure the basal temperature in women of childbearing age. The maximum temperature measured with the sensor is saved until the next measurement. Transferring the measurements to the Ovy app enables fertile and non-fertile days in the cycle to be predicted, as well as periods. The thermometer is not a contraceptive.

Signs and symbols

The following symbols are used in these instructions for use on the packaging and on the type plate for the device and the accessories:

	Attention
	Observe the instructions for use
	Application part, type BF
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.
	Manufacturer
	Protected against foreign objects equal to or greater than 12.5 mm and against temporary immersion in water
	Batch designation
	Permissible storage and transport temperature and humidity
	Permissible operating temperature and humidity
	The CE labelling certifies that the essential provisions with the essential requirements of Directive 93/42/EEC on medical devices.











beurer OT 20	 0483 Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, GERMANY
FRANÇAIS	

Utilisation conforme aux recommandations

Le thermomètre basal Ovy est un thermomètre numérique spécialement conçu pour mesurer la température corporelle des femmes en âge de procréer. La température maximale mesurée grâce au capteur est mémorisée jusqu'à la prochaine mesure. Le transfert des valeurs mesurées sur l'Ovy App permet de déterminer la période de fertilité dans le cycle, ainsi que la date des règles. Le thermomètre n'est pas un moyen de contraception.

Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil et des accessoires

	Attention :
	Respecter les consignes du mode d'emploi
	Appareil de type BF
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Emballage à trier.
	Fabricant
	Protégé contre les corps étrangers ≥ 12,5 mm et contre l'immersion de courte durée dans l'eau
	Désignation du lot
	Température et taux d'humidité de stockage et de transport admissibles
	Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles




	 0483 Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, GERMANY
ESPAÑOL (1)	

Utilización conforme a lo prescrito

El termómetro basal es un termómetro digital especial destinado a medir la temperatura basal de mujeres en edad fértil. La temperatura máxima medida con ayuda de la sonda se guarda hasta la siguiente medición. La transferencia de los datos a la app Ovy permite predecir los días fértiles y no fértiles del ciclo, así como el periodo. El termómetro no es un método anticonceptivo.

Símbolos

En las Instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato y de los accesorios se utilizan los siguientes símbolos

	Precaución
	Respetar las instrucciones de uso
	Pieza de aplicación tipo BF

Lieferumfang

- Basalthermometer • Gebrauchsanweisung
- 1 x 1,5 V Batterie LR 41 • 1 x Schutzkülle

Wichtige Sicherheitshinweise – für späteren Gebrauch aufbewahren.

Um alle Vorzüge des Thermometers optimal nutzen zu können, sollten Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, für die weitere Benutzung aufbewahren und auch anderen Benutzern zugänglich machen.

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Das Thermometer ist nur für den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messort am menschlichen Körper konzipiert.
- Kindern darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.
- Kontrolliere das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten. Bespreche die ermittelten Werte mit Deinem Arzt.
- Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile, die durch Vibration, Stößen, Biegungen, hohen Temperatur oder direkter Sonnenbestrahlung, dieses Thermometer ist mit einer flexiblen Mess-Spitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei beweidungsgeschützten Personen. Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgeogen werden.
- Der Betrieb im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.
- Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.
- Störfaktoren wie Alkoholkonsum aber auch auffällige Körpersignale wie z.B. Fieber, Schlafstörung, Stimmung oder außerordentliche sportliche Aktivität können diese Basaltemperatur verfälschen und für die Auswertung unbrauchbar machen.

- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Strahlungsänderungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu ungewollten Nebenwirkungen führen.
- Die Verwendung einer Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmkmale des Gerätes führen.

Bei häufigen Temperaturerhebungen werde dich bitte unverzüglich an deinen Arzt.

- Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EEC, dem Medizinproduktegesetz, der europäischen Norm EN 12470-3: Medizinische Thermometer – Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompakthermometer mit Maximumwertnung sowie der europäischen Norm EN 60601-1-2 (Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) und unterliegt besonderen Vorichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit.
- Bitte beachten dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können.

⚠ Hinweise zu Elektromagnetischer Verträglichkeit

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränkter Maße nutzbar sein. Infomationen können z. B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/Gerätes auftreten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
- Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Strahlungsänderungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu ungewollten Nebenwirkungen führen.
- Die Verwendung einer Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmkmale des Gerätes führen.

Das Basalthermometer

Führe die Messung zur gleichen Uhrzeit unmittelbar nach dem Aufwachen durch, noch bevor du aufstehst. Du

- mometers – Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device and the European Standard EN 60601-1-2 (In accordance with CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-8), and is subject to particular precautions with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication systems may interfere with this device.
- Notes on electromagnetic compatibility
 - The device is suitable for use in all environments listed in the instructions for use, including domestic environments.
 - The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
 - Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
 - The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
 - Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

⚠ Notes on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for use in all environments listed in the instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's electromagnetic immunity; this can result in faulty operation.
- Failure to comply with the above can impair the performance of the device.

The basal thermometer




- measuring your basal temperature
 - Take your temperature at the same time, as soon as you wake up and before you get out of bed. You should have slept for at least 4 hours before the measurement. If you have slept for less than 4 hours before the measurement, enter the amount of sleep you have had in the Ovy app or activate „Disrupted sleep“. Do not eat anything before the measurement and avoid physical exertion.

- You can make oral, rectal or vaginal measurements, but you should always take the measurements in the same place in a cycle. We recommend taking the measurement under your tongue with your mouth closed. The thermometer should not be changed during the cycle.

sollet vor dem Messen mindestens 4 Stunden schlafen. Bei weniger als 4 Stunden Schlaf vor der Messung, trage deine Schlafdauer in die Ovy App ein oder aktiviere „Störung der Nachtruhe“. Vor der Messung solltest du nichts essen und körperliche Anstrengung vermeiden. Du kannst oral, rektal oder vaginal messen, solltest jedoch die Messungen jeweils an derselben Stelle durchführen. Empfohlen wird die Messung unter der Zunge bei geschlossenen Lippen. Das Thermometer sollte während des Zyklus nicht gewechselt werden. Wenn du im Laufe des Zyklus das Thermometer wechseln möchtest, dann das die Säugung abwaschen und eine Änderung des Messortes. Für diesen Zyklus kann eine sichere Auswertung dann nicht mehr garantiert werden.




Das Thermometer sollte während des Zyklus nicht gewechselt werden. Wenn du im Laufe des Zyklus das Thermometer wechseln möchtest, dann die Säugung abwaschen und eine Änderung des Messortes. Für diesen Zyklus kann eine sichere Auswertung dann nicht mehr garantiert werden.

Das Thermometer sollte während des Zyklus nicht gewechselt werden. Wenn du im Laufe des Zyklus das Thermometer wechseln möchtest, dann die Säugung abwaschen und eine Änderung des Messortes. Für diesen Zyklus kann eine sichere Auswertung dann nicht mehr garantiert werden.

	Zum Einschalten, drücke die Ein-/Aus-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 sec. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar.
	Danach erscheint der Referenzwert von 36,50 °C. Anschließend blinkt das Mess-Symbol „°C“ und im Display wird „Lo“ angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Bitte warte auf das Ende der Referenzmessung, bis sich das Mess-Symbol in eine der beiden Wärmekameras unter der Zunge links oder rechts von der Zungenwurzel zeigt. Der Messenssor muss einen guten Gewebekontakt haben.
	

Schließe den Mund und atme ruhig durch die Nase, so dass das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinträchtigt wird. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „°C“-Zeichen blinkt. Die Messung wird beendet, wenn eine Temperaturstabilität erreicht ist. Ein akustisches Signal ertönt, das „°C“-Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt. Wir empfehlen eine Messzeit von 3 Minuten. Sollte die Temperaturstabilität vorher erreicht werden, ertönt das akustische Signal. Bitte warte auf das Ende der Messung ab, bevor du das Thermometer vom Messort entfernst. Der ermittelte Messwert bleibt bis zur nächsten Messung gespeichert. Ca. 10 Minuten nach Ende der Messung erfolgt die selbständige Abschaltung. Du kannst das Thermometer auch bereits vorher durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

If you change the thermometer during the cycle, you must also note it as a disruption, just like a change to the place of measurement. For this cycle, a reliable evaluation is then no longer guaranteed.

	Press the On/Off button to switch on the device. A short acoustic signal will announce that the thermometer is switched on. The thermometer will carry out a self-test for about 2 seconds. During the selftest all segments of the display will appear.
	Then the reference reading 36.50 °C appears. Then the measurement symbol “°C” flashes and “Lo” is shown on the display. The thermometer is now ready for use. Insert the tip of the measuring sensor into one of the two heat pockets under your tongue, to the left or right of the roof of your tongue. The measurement sensor must have good contact with tissue.
	

Close your mouth and breath calmly through your nose so that the air from your breathing does not influence the measurement. During the measurement, the current temperature is displayed continuously, and the “°C” symbol flashes on and off. The measurement is completed when a stable temperature has been reached. When this stage has been reached, an acoustic signal is heard, the “°C” symbol stops flashing and the temperature measured is displayed. We recommend a measuring time of 3 minutes. If the temperature stability is reached earlier, the acoustic signal will announce that the measurement is complete. Please wait for the end of the measurement before you remove the thermometer from the place of measurement. The measured value is saved until the next measurement. The device switches off automatically approx. 10 minutes after the end of the measurement. You can also switch the thermometer before this time by pressing the On/Off button.

Close your mouth and breath calmly through your nose so that the air from your breathing does not influence the measurement. During the measurement, the current temperature is displayed continuously, and the “°C” symbol flashes on and off. The measurement is completed when a stable temperature has been reached. When this stage has been reached, an acoustic signal is heard, the “°C” symbol stops flashing and the temperature measured is displayed. We recommend a measuring time of 3 minutes. If the temperature stability is reached earlier, the acoustic signal will announce that the measurement is complete. Please wait for the end of the measurement before you remove the thermometer from the place of measurement. The measured value is saved until the next measurement. The device switches off automatically approx. 10 minutes after the end of the measurement. You can also switch the thermometer before this time by pressing the On/Off button.




Memory

The measured value is automatically saved. To display this value, press the On/Off button for more than 2 seconds. The last measured value is then shown. Once the button is released, the reference value of 36.5 °C and “Lo” are shown on the display. The thermometer is ready to take a measurement and the previously stored measured value is automatically replaced by the new measured value.

Mesure de la température au réveil

Effectue la mesure immédiatement après ton réveil, avant même de te lever. Tu dois avoir dormi au moins 4 heures avant la mesure. Si tu as dormi moins de 4 heures avant la mesure, entre la durée de ton sommeil dans l'application Ovy App ou active la fonction « Sommeil perturbé ». Avant la mesure, ne mange pas et évite tout effort physique.

Tu peux effectuer une mesure orale, rectale ou vaginale, sans changer de méthode au cours du cycle. Il est recommandé de mesurer la température au même endroit sous la langue, bouche fermée. Tu ne dois pas changer de thermomètre en cours de cycle. Si tu changes de thermomètre ou de point de mesure au cours du cycle, tu dois l'indiquer dans les perturbations. La valeur de l'évaluation du cycle en cours ne pourra pas être garantie.

	Allume l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Cette action est confirmée par un court signal sonore. Le thermomètre effectue d'abord un autotest pendant env. 2 sec. Tous les segments de l’affichage sont alors visibles.
	Ensulte la valeur de référence de 36,50 °C affiché. Le symbole de mesure °C clignote ensuite et « Lo » s'affiche à l'écran. Le thermomètre est prêt à fonctionner. Insère la pointe du capteur au niveau de la poche de chaleur droite ou gauche, sous la langue. Le capteur de mesure doit être en contact avec les tissus.
	

Forme la bouche et respire doucement par le nez, afin que le résultat de mesure ne soit pas affecté par ta respiration. Le symbole °C clignotent à l'écran indique qu'une nouvelle mesure est en cours. Au cours de la mesure, la température instantanée est indiquée de manière continue, et le symbole °C clignote. La mesure prend fin lorsqu'une température stable est atteinte. Un signal sonore se déclenche alors, le symbole °C cesse de clignoter, et la valeur de la température mesurée s'affiche à l'écran. Nous recommandons une durée de mesure de 3 minutes. Si la température est stable plus tôt, le signal sonore retentit. Attends toujours la fin de la mesure avant de retirer le thermomètre. La valeur mesurée reste enregistrée jusqu'à la prochaine mesure. L'arrêt automatique a lieu environ 10 minutes après la fin de la mesure. Tu peux également

- La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica. Comenta los valores con tu médico.
- El termómetro contiene piezas electrónicas delicadas. Por eso, protégelo de golpes, deformaciones, altas temperaturas y del uso solar directo. Ten en cuenta que los dispositivos de comunicación de alta frecuencia portátiles y móviles pueden interferir en el funcionamiento de este aparato.
- Si utilización cerca de campos electromagnéticos fuertes, como el caso de un teléfono móvil, puede afectar a su funcionamiento.
- Factores perturbadores como el consumo de alcohol, así como señales corporales anómalas, como p. ej. fiebre, trastornos del sueño, el ambiente o una actividad deportiva extraordinaria, pueden distorsionar la temperatura basal e impedir que se realice la evaluación.
- Ai encenderse, el termómetro realiza una autocomprobación. No es necesario controlar la exactitud de la medición.
- En caso de obtener un resultado llamativo, acude siempre a tu médico de cabecera.
- Este aparato cumple la Directiva europea n.º 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios, y la ley alemana sobre productos sanitarios y la norma europea EN 12470-3: Termómetros clínicos – Parte 3: Termómetros eléctricos

Speicher

Die gemessene Wert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzusehen, drücke die Ein-/Aus-Taste für mehr als zwei Sekunden. Danach wird der letzte Messwert angezeigt. Nach dem Lossassen des Knopfes, wird der Referenzwert von 36,5 °C und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist messbereit und der alle gespeicherte Messwert wird automatisch durch den neuen Messwert ersetzt.

Batteriewechsel

- Wechsel die Batterie, wenn im Display die Batterieanzeige erscheint.
- Ziehe dazu die Batterieabdeckung nach hinten ab.
- Ziehe die Batteriehalterung vorsichtig ca. 1 cm aus dem Gehäuse heraus.
- Verwende einen nicht metallisches Gegenstand, um die Batterie aus ihrer Halterung zu schieven.
- Setze eine neue Batterie (Typ LR41 1.5 V) mit dem + Zeichen nach oben ein.
- Schiebe die Batteriehalterung in das Gehäuse zurück und setze die Batterieabdeckung wieder auf. Achte darauf, dass die Dichtung nicht beschädigt oder verschoben wird.

Die verbrauchten, vollkcomen entladenen Batterien musst Du über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Es bist gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen. Diese Zeichen findest Du auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber. Für diese Batterien gilt die folgende Tabelle:

⚠ Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Vermeidung einer Verätzung mit Haut oder Augen. Bei Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Vermeidung einer Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien oder Batterieflüssigkeit verschlucken und daran erstickern. Daher Batterien für Kleinkinder unerreierbar aufbewahren!
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgeglast ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batterieflüss mit einem trockenen Tuch abwischen!
- Siehe die Batterien vor übermäßiger Wärme.
- Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.

Replacing the battery

- Replace the battery when the battery status indicator appears on the display.
- Slide back the battery compartment cover to remove it.
- Pull the battery holder carefully out of the housing by approx. 1 cm.
- Use a non-metallic object to push the battery out of the housing.
- Insert a new battery (type LR41 1.5V) with the + symbol facing upwards.
- Push the battery holder back into the housing and reattach the battery compartment cover. Ensure that you do not damage or displace the seal.

Empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.

Do not dispose of batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.
This battery contains: Pb, Hg.

⚠ Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical advice.
- Avoid contact with hazardous! Small children may swallow and choke on batteries or the battery compartment. Store batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and wash the affected area with water until completely clean.
- Protect batteries from excessive heat.
- Risk of explosion! Do not throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a relatively long period, store the batteries out of the battery compartment.
- Use different or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, open or crush the batteries.

Cleaning the device

Clean the basal thermometer before and after each use with a soft cloth and isopropyl alcohol diluted with water or cold soapy water. The device can be immersed in water or a disinfectant solution to clean it. The maximum

immersion time is 30 minutes. Do not sterilise the device by boiling, with gas or with an autoclave.

éteindre le thermomètre avant son extinction automatique à l'aide de la touche Marche/Arrêt.

Mémoire

La dernière valeur mesurée est enregistrée automatiquement. Pour afficher cette valeur, appuyé sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 2 secondes. La dernière valeur mesurée s'affiche, après avoir relâché la touche, à la valeur de référence de 36,5 °C et « Lo » s'affiche à l'écran. Le thermomètre est prêt à prendre une mesure et l'ancienne valeur mesurée enregistrée est remplacée automatiquement par une nouvelle.

Changement des piles

- Remplace les piles lorsque l'indicateur de niveau des piles affiche :
- Retire le couvercle du compartiment à piles
- Retire délicatement le support de la pile en le tirant de 1 cm hors du boîtier.
- N'utilise pas d'objet métallique pour retirer la pile de son support.
- Insère une nouvelle pile (type LR41 1,5V) en plaçant le signe + vers le haut.
- Replace le support de la pile dans le boîtier et referme le couvercle du compartiment à piles. Assure-toi que le joint est bien en place et qu'il n'est pas endommagé.

Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spécialement prévus à cet effet. Pour les piles usagées, adresse-toi aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Range et élimination
Nettoie le thermomètre basal avant et après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylque dilué à l'eau ou d'eau savonneuse froide. Pour nettoyer l'appareil, tu peux l'immerger dans l'eau pour une solution désinfectante. Ne laisse pas l'appareil tremper plus de 30 minutes ! Ne pas stériliser l'appareil par ébullition, au gaz ou à l'autoclave à vapeur.

Rangement et élimination

Nettoie le thermomètre basal avant et après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylque dilué à l'eau ou d'eau savonneuse froide. Pour nettoyer l'appareil, tu peux l'immerger dans l'eau pour une solution désinfectante. Ne laisse pas l'appareil tremper plus de 30 minutes ! Ne pas stériliser l'appareil par ébullition, au gaz ou à l'autoclave à vapeur.

- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rince la zone touchée avec de l'eau et consulte un médecin.
- Risque d'ingestion ! Les enfants en bas âge pourraient avaler les piles ou le compartiment à piles et s'étouffer. Conservez donc les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Ne tente pas les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- Si une pile a coulé, enlèe des signes de protection et nettoie le compartiment à piles avec un chiffon sec.

- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batterieflüss nehmen.
- Verwende nur denselben oder einen gleichwertigen Batteriepi.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

Reinigung des Geräts

Reinige das Basalthermometer vor und nach jeder Anwendung mit einem weichen Tuch unter Verwendung von Isopropyl-Alkohol oder kaltem Seifenwasser. Das Gerät kann zur Reinigung in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Maximale Eintauchzeit 30 Minuten! Nicht durch Kochen, Gas oder Dampfautoklaven sterilisieren.

Aufbewahrung und Entsorgung

