



CF-311+

Wyszczuplający masażer na podczerwień

Infrared body sliming massager



4 wymienne
główce | 4 massage
heads



Płynna
regulacja | Smooth
adjustment



Innowacyjny
design | Ingenious
design



Idealny do biura,
domu oraz podróży | For home, travel
and office



Spis treści

Opis produktu	01
Zdejmowane głowice do masażu	02
Cechy	03
Funkcje	04
Zakres zastosowań	05
Dane techniczne / Wskazówki dotyczące obsługi / Konserwacja produktu	06
Uwagi / diagnoza usterki	07

PL MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Prezentacja produktu

Odchudzający masażer na podczerwień został opracowany przez profesjonalny zespół projektantów, który opierał się na fizjologii człowieka i łączył te pomysły z nowoczesnymi zwyczajami pracy i życia. Ma prosty wygląd i jest łatwy do przenoszenia i obsługi. Posiada cztery różne głowice masujące o różnych funkcjach do zastosowania na różne części ciała. Wibracje o wysokiej częstotliwości ułatwiają pozbycie się cellulitu w wielu miejscach. Gorący podgrzewacz na podczerwień przyspiesza spalanie tłuszczu oraz likwidację komórek tłuszczowych na zawsze.



Nie używaj masażera bez zabezpieczenia przed osłoną przed użyciem głowicy kulowej i matowej głowicy.



Osłona zabezpieczająca zapobiega splątaniu włosów w głowie.

Zdejmowane głowice do masażu



Głowica gładka Masaż wibracyjny zalecany do szyi oraz likwidacji komórek tłuszczowych.



Głowica falująca Głęboki masaż z wysoką częstotliwością wibracji do stosowania na całym ciele zalecany do wygładzenia i ujędrnienia skóry.



Głowica kulkowa Profesjonalny masaż zalecany z olejkami eterycznymi do aktywacji komórek całego ciała zalecany jako zdrowy sposób na utratę wagi.



Głowica szorstka Masaż powierzchniowy w celu usunięcia martwych skórek, idealnie dopasowany do pięt.

Cechy

Zdejmowane
głowy
masujące

Cztery głowice masujące o różnych funkcjach. Łatwe w wymianie i utrzymaniu w czystości.

Podgrzewacz
podczerwieni

Wbudowany podgrzewacz światła w podczerwieni, umożliwiający masaż tkanek głębokich w celu przyspieszenia spalania tłuszczu i poprawy mikrokrążenia.

Silnik o dużej
charakterystyce
momentu
obrotowego

Wysokie obroty, dociskanie i wibracyjny masaż daje intensywny głęboki masaż.

Wygoda i
funkcjonalność

Ergonomiczny kształt, wygodny uchwyt, lekki, łatwy w obsłudze.

Funkcje

Likwidacja komórek tłuszczowych — masaż wyszczuplający na podczerwień.



Masaż wibracyjny w celu złagodzenia zmęczenia.

Potężne drgania częstotliwości 3500 razy / minutę, niszczą meridiany. Celuje bezpośrednio do bólu akupresury w celu złagodzenia głębokiego napięcia mięśni



Przenośny i wydajny kształt ciała

Przenośny i silny produkt do kształtowania ciała, którego celem jest pobudzenie krążenia krwi, przyspieszenie spalania tłuszczu i poprawa odporności organizmu. To zdrowy sposób na utratę wagi.



Poprawa krążenie krwi

Wibracje o wysokiej częstotliwości pobudzają i masują ciało, poprawiają krążenie krwi i pomagają cieszyć się zdrowym stylem życia.



Głębokie odtruwanie, upiększanie dolnych partii

Wibracje o wysokiej częstotliwości pomagają zredukować cellulit, aby kształtować smukłe dolne partie ciała.

Zastosowanie




Szyja i ramiona



Ramię




Brzuch



Talia




Pleczy



Udo



Ciało



Stopy

Specyfikacja techniczna

Nazwa Produktu	Wyszczuplający masażer na podczerwień	Waga netto	0.9 Kg
Product Model	CF-311+	Wymiary	20*17*10 cm
Napięcie	AC 220-240V	Materiał	ABS/PP/TPV
Moc	25W	Standard	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Waga brutto	1 Kg	Certyfikat	CE

Wskazówki eksploatacyjne

1. Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego.
2. Obróć pokrętkę zasilania w prawo, aby uruchomić urządzenie.
3. Ustaw poziom intensywności, obracając pokrętkę w prawo lub w lewo.
4. Zaleca się użycie niższej siły podczas pierwszego użycia masażera, a następnie stopniowo zwiększać intensywność.
5. Wyłącz urządzenie, obracając przycisk w lewo, a następnie odłącz.

Konserwacja produktu

1. Użyj miękkiej szmatki ze środkiem czyszczącym do czyszczenia maszyny. Zdejmowane głowice masujące można czyścić wodą.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
3. Po użyciu przechowywać w suchym miejscu, unikając wysokiej temperatury, bezpośredniego światła słonecznego i gazu korozyjnego.
4. Po użyciu sprawdź, czy wtyczka z gniazodka została wyciągnięta.

Uwagi

1. Stosowanie w ciągu godziny po posiłku nie jest zalecane.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez kobiety w ciąży, w czasie menstruacji, chorych na choroby skóry, osób z ranami i chorych na choroby serca.
3. Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny być nadzorowane.
4. Nie używaj produktu w łazience, basenie lub innych wilgotnych miejscach.
5. Jeśli wystąpi dyskomfort, natychmiast przestań używać tego produktu.
6. Nie wolno masować tego samego miejsca na ciele przez ponad 15 minut.

Diagnoza usterki

Usterka	Powód	Rozwiązanie problemu
Silnik nie działa?	Wtyczka nie jest włożona mocno.	Włożyć mocno wtyczkę
	Przełącznik nie jest na swoim miejscu	Sprawdź przełącznik
Nie działa po długim czasie pracy	Ochrona termiczna	30 minut odpoczynku

Directory

Product Introduction	09
Functions	10
Applications	11
Specifications / Operation Guidelines / Product Maintenance	12
Attention / Fault Diagnosis	13

MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Product Introduction

Infrared Body Slimming Massager is exclusively developed by a professional design team, which based the design on human physiology and combined those ideas with modern work and life habits. It has a simple appearance and is easy to carry and operate. Four different massage heads with different functions on different parts. The high frequency vibrations smash cellulite on multiple sites. Infrared hot compress accelerate fat burning. You could enjoy it anytime and anywhere.



Do not use the massager without the safety shield protection except while using the Ball Head and Frosted Head.



The safety shield prevents hair from being tangled in the head. It is unsuitable for ball-type and frosted-type massage heads.

MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Functions

Fat Buster — Infrared Body Slimming Massager



Vibration Massage to Relieve Fatigue

Powerful frequency vibration 3500 times/minute dredge meridians. Targets directly into pain acupoints to relieve deep muscle strain.



Portable and Powerful Body Shaping

This is a portable and powerful body shaping product designed to promote blood circulation, accelerate fat burning, and improve body immunity. It is a healthy way to lose weight safely.



Improve Complexion, Promote Blood Circulation

High frequency vibrations stimulate and massage body parts, promote blood circulation, and help you enjoy a healthy lifestyle easily.



Deep Detoxification, Beautify Bottom Line

High frequency vibration helps to clear stool and improve constipation for detoxification and positioning massage to shape a sexy bottom line.

MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Applications



Neck and Shoulder




Arm




Abdomen



Waist




Back



Thigh



Calf



Foot

EASY · COMFORTABLE · DEXTEROUS · SIMPLE

MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Specifications

Product Name	Infrared Body Slimming Massager	Net Weight	0.9 Kg
Product Model	CF-311+	Size	20*17*10 cm
Voltage	AC 220-240V	Materials	ABS/PP/TPV
Power	25W	Standard	GB4706.1-2005
Gross Weight	1 Kg		GB4706.10-2008

Operation Guidelines

- 1.Insert the plug into a power socket.
- 2.Rotate power dial to the right to start the machine.
- 3.Adjust the intensity levels by rotating the dial to the right or left.
- 4.It is recommended to use lower massage strength for initial use and then gradually increase intensity.
- 5.Turn the device off by rotating the button to utmost left, then unplug.
- 6.If initial use, massage through the clothes. Use direct contact with the skin after several times of use.

Product Maintenance

- 1.Use soft cloth o cleanser to scrub the machine. Removable massage heads could be cleaned with water individually.
- 2.Do not submerge this machine in water or any other liquid.
- 3.After use, store in a dry place avoiding high temperature, direct sunlight and corrosive gas.
- 4.After use, make sure pull out the plug from socket. Do not pull the power cord to unplug the device.

MEDIVON INFRARED BODY SLIMMING MASSAGER

Attention

- 1.Use within one hour after a meal is not recommended.
- 2.Pregnancy and menstruating women, skin disease patients, persons with wounds, and heart disease patients should not use this product.
- 3.Children or persons with disabilities should be supervised.
- 4.Do not use product in the bathroom, swimming pool, or other damp or wet places.
- 5.If discomfort is experienced, stop using the product immediately.
- 6.Do not massage in the same place for more than 15 minutes.
- 7.Reduce usage times, as it can prolong service life.

Fault Diagnosis

Fault	Ireason	Troubleshooting
The motor do not work?	The plug is not inserted firmly.	Insert the plug firmly.
	Switch is not in place	Check the switch.
Not Work after a long time working.	Thermal protection	30 minutes rest

Importer:
MEDIVON Sp. z o.o.
ul. Solec 18, lokal B-21,
00-410 Warszawa
www.medivon.pl



WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez MEDIVON Sp. z o.o., ul. Solec 18, lokal B-21, 00-410 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374287, posiadającą nadane numery NIP: 527 264 66 58, REGON: 142756200, zwaną dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i akumulatora.
3. Niniejsza gwarancja, w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Wady produktu usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem.
5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji) Nabywca zobowiązany jest wypełnić kartę reklamacyjną, lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy dołączenie do produktu kompletnego (fabrycznego) wyposażenia wraz z akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD, itp.), gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
7. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu. Zalecamy także oznaczenie przesyłki z reklamowanym produktem przydzielonym numerem RMA, gdyż brak tegoż oznaczenia może utrudnić lub przedłużyć postępowanie gwarancyjne.
8. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania produktu w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
9. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis reklamowanego produktu wraz z wymaganym kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej gwarancji.
10. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową. W przypadku gdy: a) wada nie jest możliwa do usunięcia, b) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu przez Serwis, c) podczas okresu gwarancyjnego dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, lecz produkt nadal posiada wady - Nabywcy przysługuje wymiana produktu na nowy lub inny równorzędny, wolny od wad produkt, conajmniej tej samej klasy. Powyższe nie wyłącza innego sposobu załatwienia reklamacji, w sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta i Nabywcę.

11. W przypadku niezgodności zgłoszonej reklamacji ze stanem faktycznym, lub niemożności naprawy produktu, Gwarant ustali wspólnie z Nabywcą sposób i termin załatwienia reklamacji.
12. W przypadku gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną Gwarant zwróci Nabywcy produkt wraz z pisemnym podaniem przyczyn, dla których odmówił uznania reklamacji.
13. W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa niniejsza gwarancja nie obejmuje: a) współdziałania produktu ze sprzętem lub aplikacjami nie pochodzącymi od Gwaranta, b) wad spowodowanych korzystaniem przez Nabywcę z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu, c) uszkodzeń produktu będących następstwem zdarzeń losowych, nie wynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, takich jak pożar, powódź, przecięcia sieci, nieprawidłowe napięcie sieci, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne, itp. d) eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wyższej wilgotności, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych, bądź gwałtownych zmian takich warunków, e) wad i uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn użycia urządzeń lub aplikacji nie pochodzących od Gwaranta, takich jak ładowarki, mocowania, itp. f) otwarcia, naprawy, jak również zmian dokonanych w produkcie przez osoby nie będące przedstawicielami Serwisu.
14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna w przypadku gdy: a) dokonano samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej, b) samowolnie usunięte zostały jakiegokolwiek plomby gwarancyjne z produktu.
15. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy; przed oddaniem produktu do naprawy zalecamy utworzenie kopii bezpieczeństwa, gdyż w trakcie naprawy dane te mogą zostać utracone.
16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją Nabywca nie mógł z niej korzystać.
17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, jak również innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/53/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Producent:

Medivon Sp. z o. o.
ul. Solec 18, lokal B-21,
00-410 Warszawa, Poland

English

Hereby, Medivon Sp. z o. o. declares that the device equipment Medivon CF-311+ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, Medivon Sp. z o. o. déclare que l'équipement Medivon CF-311+ est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

Polska

Niniejszym, Medivon Sp. z o. o. deklaruje, że Medivon CF-311+ jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost Medivon Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Medivon CF-311+ splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

Medivon Sp. z o. o. ezennel kijelenti, hogy a Medivon CF-311+ rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

Medivon Sp. z o. o. ovim izjavljuje da je radio oprema Medivon CF-311+ u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkras Medivon Sp. z o. o. att radioutrustningen Medivon CF-311+ är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

Deutsch

Hiermit erklärt Medivon Sp. z o. o. , dass das Funkgerät Medivon CF-311+ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart Medivon Sp. z o. o. dat de radioapparatuur Medivon CF-311+ in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, Medivon Sp. z o. o. dichiara che l'apparecchio radio Medivon CF-311+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, Medivon Sp. z o. o. declara que el equipo de radio Medivon CF-311+ cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a Medivon Sp. z o. o. declara que o equipamento de rádio Medivon CF-311+ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Русский

Medivon Sp. z o. o. настоящим заявляет, что радиооборудование Medivon CF-311+ соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Українська

Таким чином, компанія Medivon Sp. z o. o. заявляє, що радіобладнання Medivon CF-311+ відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Ελληνικά

Με το παρόν, η Medivon Sp. z o. o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Medivon CF-311+ συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Latviešu

Medivon Sp. z o. o. ar šo deklarē, ka radio aparatūra Medivon CF-311+ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

URL deklaracji zgodności:

<http://www.profit-plus.eu/Deklaracja-zgodnosci-cterms-pol-133.html>



CF-311+



KARTA GWARANCYJNA

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

.....
NR DOWODU ZAKUPU

.....
DATA SPRZEDAŻY

.....
NAZWA URZĄDZENIA

.....
NR SERYJNY / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

.....